

M.E. Technica

Mi-4001 日下氏インフュージョンカニューラ 23G 3.0mm 小児用 ￥19,800


未熟児網膜症手術など小児の硝子体手術用に開発された、縫着不要の自己保持型カニューラです。カニューラは眼内に2.0mm入った位置で固定されるため、カニューラ先端部の確認が容易です。白内障手術時の前房メインテナーとして使用することもできます。



M.E. Technica

Mi-4002 西村・藤本氏前房メインテナー 0.95×0.55mm ￥21,800

薄く扁平に加工されたメインテナーは、自己閉鎖しやすく、20Gのサイドポートより容易に挿入できます。メインテナー全体がサンドブラスト加工されているため、挿入の深さに関係なく安定した留意が可能です。



M.E. Technica

Mi-4003 ポップ氏前房メインテナー 20G 5mm ￥16,000

縫着不要の自己保持型カニューラです。前部硝子体切除や眼内レンズ縫着時に使用し、灌流により前房を形成保持します。

