



iCare ST500

A new era in slit lamp tonometry

**アイケアST500 スリットランプ取付型眼圧計
TA04**

For better perception **icare**

iCare ST500

Slit Lamp tonometry

iCare ST500™は、スリットランプに取り付けて測定する
新たなスタイルの反跳式(リバウンド式)眼圧計です。

アイケア社の反跳式眼圧計の原理は、極小のプローブを一定のスピードで角膜に射出し、その跳ね返りの速度の変化で生じた磁場を電気信号に変換して眼圧値を算出しています。角膜への接触は一瞬で痛みを感じさせないため、点眼麻酔は不要です。

医師と患者さんの負担を軽減

メジャリングプリズムを使用しないため、眼裂の狭い患者さんや小児にも優しい設計です。

点眼麻酔もフルオレsein染色も不要なため、検査に要する時間が短縮し、医師と患者さんの負担が大幅に軽減します。





眼圧計と患者さんの双方が静止した状態で測定を行うため、より精度の高い測定値が得られます。



ユニバーサルアダプター

眼圧計にユニバーサルアダプターを装着し、フォーカシングロッドを挿す8mm径の穴を利用して取付けます。

*一部、取り付けられないスリットランプもございます。



リモートコントローラー

眼圧計の測定ボタンに触れることなく遠隔で測定が可能です。



有機ELディスプレイ

測定後すぐに測定値がディスプレイに大きく表示されます。



ナビゲーションライト

眼圧計を最適な測定位置に導くナビゲーションライトが、角膜への正確なアプローチを容易にします。

仕様

アイケアST500 スリットランプ取付型眼圧計 リモートコントローラーセット 1,280,000円(税別)	
製品番号	TA04-M
測定範囲	7~50mmHg
データ保存	100件
寸法 (W×H×D)	眼圧計 : 46mm×181mm×70mm クレードル : 124mm×92mm×163mm アダプター : 64mm×54mm×55mm リモートコントローラー : 42mm×18mm×74mm
重量	眼圧計 : 約226g(電池込み) クレードル : 728g リモートコントローラー : 42g
電源	眼圧計 : 充電式リチウムイオンバッテリー クレードル : AC/DCアダプター
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	B形装着部をもつ機器
製造業者	アイケア フィンランド社(Icare Finland Oy)

[薬事情報] アイケアST500本体 一般的名称:眼圧計/クラス分類:管理医療機器/認証番号:307AKBZX00090000/販売名:アイケアST500/特定保守管理医療機器
ディスプレイケーブル 一般的名称:眼圧計/クラス分類:管理医療機器/認証番号:307AKBZX00090000/販売名:アイケアST500の付属品(プローブ)

製品構成 : アイケアST500 スリットランプ取付型眼圧計本体

ディスプレイケーブル(100本入)、プローブアプリアクター、プローブベース、
リモートコントローラー、クレードル、スリットランプ接続用アダプター、USBケーブル(Type C-Type A)、
イーサネットケーブル、ACアダプタ、ACプラグ、携帯用ケース、取扱説明書、操作ガイド、保証書

消耗品 : TA04-1 ディスパーザブルプローブ(100本入) 22,000円(税別)
TA04-6 ディスパーザブルプローブ(600本入) 114,000円(税別)
TA04-2 プローブベース 13,000円(税別)



 **M.E. Technica**

株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越1-8-22
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
仙台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-9-2-203
名古屋 〒464-0858 名古屋市中種区千種1-10-20 101
福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28

TEL 048-420-9604 FAX 048-420-9606
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
TEL 022-739-7975 FAX 022-739-7976
TEL 052-890-5565 FAX 052-890-5575
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

www.met Technica.co.jp

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。

製造販売業許可番号:11B2X10068

202604-2-5000