

BiLumix

ヘッドライト&ルーペ

すべての医療従事者のために開発された、軽量のBiLumixヘッドライトシステム。2つの高輝度LEDによる照明光が影の発生を抑え、高解像度のルーペが拡大観察を容易にします。

● 軽量で
快適な装着感

● 高輝度LED照明

● 作業距離に応じた
焦点調節が可能

● デュアル光源による
影のない視野



軽量で快適な装着感

コードレスタイプは、より操作性がアップします。

*BIL-HL2S スポット光ヘッドライトに双眼ルーペ ERGO 3.0倍を装着

BiLumix ヘッドライト

拡散光とスポット光の2種類があります。

届出番号:13B3X00138000089/販売名:BiLumixヘッドライト
クラス分類:一般医療機器/一般的名称:額帯灯



コードレスタイプ

重量	拡散光 :226g スポット光:242g	セット構成
連続使用時間	約3.5時間	ヘッドライト本体+予備バッテリー +クレードル+ACアダプタ +ケーブル+キャリングケース
充電時間	約1.5時間	



携帯バッテリータイプ

重量	拡散光:136g / スポット光:154g 携帯バッテリー:168g	セット構成
連続使用時間	約8.5時間	ヘッドライト本体+携帯バッテリー +クレードル+ACアダプタ +ケーブル+キャリングケース
充電時間	約6時間	

双眼ルーペ

焦点距離の調節が可能です。

届出番号:13B3X00138000090/販売名:BiLumixルーペ
クラス分類:一般医療機器/一般的名称:双眼ルーペ



FLEX	2.5X	4.0X
重量	49g	51g
焦点距離	200~650mm	400~650mm
視野径	150mm	80mm

*すべてのヘッドライトに取付可能



ERGO	2.5X	3.0X
重量	49.3g	51.7g
焦点距離	250~650mm	400~650mm
視野径	130mm	90mm

*スポット光ヘッドライト仕様のBIL-HL2S、BIL-HL3Sに取付可能

製品

製品番号	製品名	定価(税別)
コードレスタイプ		
BIL-HL2	BiLumixヘッドライト2 コードレス/拡散光 ケース付	¥144,000
BIL-HL2S	BiLumixヘッドライト2S コードレス/スポット光 ケース付	¥208,000
携帯バッテリータイプ		
BIL-HL3	BiLumixヘッドライト3 携帯バッテリー/拡散光 ケース付	¥160,000
BIL-HL3S	BiLumixヘッドライト3S 携帯バッテリー/スポット光 ケース付	¥224,000
双眼ルーペ FLEX		
BIL-25	双眼ルーペ2.5倍 FLEX	¥105,600
BIL-40	双眼ルーペ4.0倍 FLEX	¥160,000
双眼ルーペ ERGO		
BIL-25E	双眼ルーペ2.5倍 ERGO 2S・3S専用	¥118,000
BIL-30E	双眼ルーペ3.0倍 ERGO 2S・3S専用	¥134,000
メガネ型ルーペ		
BIL-15	メガネ型ルーペ 1.5倍	¥15,000



製造業者
CTK
CHOICE TECHNOLOGY KOREA
チョイステック(韓国)

製造販売業者
ACCORD
INTERNATIONAL INC.
アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736
www.accord-intl.com
製造販売業許可番号:13B3X00138

販売元
M.E.Technica
株式会社 エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県旗本町1-8-22
TEL 048-420-9804 FAX 048-420-9806
www.metechnica.co.jp
製造販売業許可番号:11B2X10068