

## スコープトレー

プラズマ滅菌にも対応のオールマイティーな硬性鏡用トレーです。



商品番号	商品名	内寸	外寸	価格
IN-6110	スコープトレー S (2.7~5mm 1-3本用) 279×83×60mm	279 × 83 × 60mm	340 × 98 × 80mm	¥ 58,000
IN-6210	スコープトレー M (5 & 10mm 1-3本用) 440×83×60mm	440 × 83 × 60mm	465 × 98 × 80mm	¥ 59,000
IN-6220	スコープトレー L (5 & 10mm 1-3本用) 515×83×60mm	515 × 83 × 60mm	540 × 98 × 80mm	¥ 67,000
IN-6310	スコープトレー XL (5 & 10mm 1-3本用) 642×83×60mm	642 × 83 × 60mm	667 × 98 × 80mm	¥ 75,000
IN-6410	スコープトレー EXTRA LONG (5&10mm 1-3本用) 765×82×60mm	765 × 83 × 60mm	790 × 98 × 80mm	¥ 93,000

- フタ側にも留具がついて、大切なスコープをしっかり固定します。
- コーナープロテクター付で、滅菌バックや包装材の破れを防ぎます。
- トレーは、スコープを1本から最大3本まで収納可能です。1本用、2本用タイプをご希望の場合はご相談ください。

材質：アルミニウム      対応滅菌：オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

