


NEW

## スコープシステムトレイ



精密なスコープとライトガイドケーブルを1つのトレイで安全に収納できます。

- フタ側にも安心のストッパー・・・上下からスコープをはさみ、しっかりと固定します。
- コーナープロテクション付・・・滅菌バックや包装材の破れを防ぎます。
- デバイダー・・・・・・・・・・仕切板がスコープとケーブルの干渉を防ぎます。

【使用シリコンバー】※収納本数により、留具のパターンが変わります。



商品番号	商品名	内寸 / 外寸	価格(税別)
IN-8640 IN-8642 IN-8645	スコープシステムトレイ S (10mm 1~3本用+ライトガイド) (5mm 1~2本用+ライトガイド) (2~5mm 1本用+ライトガイド)	450 × 136 × 60mm / 470 × 151 × 80mm 【スコープサイズ：280~330mm】	各 ¥94,000
IN-8650 IN-8652 IN-8653	スコープシステムトレイ M (10mm 1~3本用+ライトガイド) (5mm 1~2本用+ライトガイド) (2~5mm 1本用+ライトガイド)	520 × 142 × 60mm / 540 × 157 × 80mm 【スコープサイズ：330~390mm】	各 ¥104,000
IN-8660 IN-8662 IN-8663	スコープシステムトレイ L (10mm 1~3本用+ライトガイド) (5mm 1~2本用+ライトガイド) (2~5mm 1本用+ライトガイド)	635 × 142 × 60mm / 655 × 157 × 80mm 【スコープサイズ：460~530mm】	各 ¥113,000

材質：アルミニウム 対応滅菌：オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)