




カメラヘッド用トレイ



OLYMPUS:CH-S200-XZ-EB

M-8613-005 サミット HD 3CMOS カメラヘッド+ライトガイド用トレイ
¥113,000

内寸：387 × 244 × 76mm / 外寸：410 × 260 × 96mm



OLYMPUS:CH-S200-XZ-EB

M-8620-004
サミット HD 3CMOS カメラヘッド+ライトガイド+スコープ φ10mm用トレイ
¥132,000

内寸：498 × 244 × 60mm / 外寸：520 × 258 × 80mm



OLYMPUS:OTV-S7ProH-HD-10E

M-8613-001 サミット カメラヘッド+ライトガイド用トレイ ¥113,000

内寸：387 × 244 × 76mm / 外寸：410 × 260 × 96mm




OLYMPUS:OTV-S7ProH-HD-10E

M-8620-001
サミット カメラヘッド+ライトガイド+スコープ φ10mm用トレイ
¥132,000

内寸：498 × 244 × 60mm / 外寸：520 × 258 × 80mm



サンダービートトランスデューサー用トレイ



OLYMPUS:TD-TB400

M-8610-004 サミット サンダービートトランスデューサー用トレイ
¥113,000

内寸：387 × 244 × 51mm / 外寸：410 × 260 × 71mm

対応滅菌：オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)