




モバイルスコープ用トレイ


■ OLYMPUS: MAF-TM2・GM2・DM2



M-7583-MAF サミット モバイルスコープ用トレイ

¥158,600

内寸: 658×244×105mm / 外寸: 680×260×125mm



M-7343-MAF サミット モバイルスコープ用トレイ

¥172,300

内寸: 572×330×105mm / 外寸: 595×345×125mm

対応滅菌: オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)