



INSTRUSAFE 滅菌トレーカタログ

da Vinci[®] Surgical System Instrument Protection Trays

2021

INDEX

da Vinci Xi/X

インストゥルメントトレイ	01
プロシージャートレイ	02
アクセサリートレイ	02
ステーブラートレイ	03

Transport Container

トランスポートコンテナ 04-05




【対応する滅菌方法】

- ☑ オートクレーブ滅菌
- ☑ EOG滅菌
- ☑ プラズマ滅菌
- ☑ 過酸化水素滅菌 (STERIS社)

【素材】


アルミニウム・シリコン

Products — 製品の特長 —



器具を360°全方位から保護

柔軟性に富んだシリコンバーが器具をしっかりと固定・保護します。



安心のコーナーガード付

シリコン製のコーナーガードが滅菌ラップの破れを防ぎます。



レバー操作で確実にロック

レバーを90°回転させるとフタがロックされます。フタの向きが正しくないとロックできない構造です。



持ち運びに便利なハンドル付

トレイは軽量・堅牢なアルミニウム製。ハンドルが付いているので安全に持ち運びできます。




各種滅菌方法に対応

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、過酸化水素滅菌 (STERIS社) に対応。

サイズ表記

外寸と内寸は、イラストに表された箇所を計測しています。



INTUITIVE™

「da Vinci, Xi, X, Si, EndoWrist」は、Intuitive Surgical社の登録商標です。

EndoWrist インストゥルメントトレー

IN-8931

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 1本用トレー

¥ 83,000

サイズ

内寸：689×89×52mm

外寸：713×103×72mm



IN-8931

NEW

IN-8947

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 2本用トレー

¥ 122,000

サイズ

内寸：689×85×90mm

外寸：713×102×109mm



IN-8947

NEW

IN-8948


ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 3本用トレー

¥ 178,000

サイズ

内寸：679×175×94mm

外寸：703×190×113mm



IN-8948

NEW

IN-8950


ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 4本用トレー

¥ 200,000

サイズ

内寸：679×175×94mm

外寸：703×190×113mm



IN-8950

IN-8936


ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 6本用トレー

¥ 221,000

サイズ

内寸：678×254×92mm

外寸：702×270×114mm



IN-8936

IN-8938


ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 8本用トレー

¥ 295,000

サイズ

内寸：678×330×92mm

外寸：702×345×114mm




IN-8938

EndoWrist プロシージャートレー

NEW

IN-8949
 ダビンチ Xi/X EndoWrist プロシージャー インストゥルメント3本+アクセサリ用トレイ
 ¥267,000

収納できる製品	インストゥルメント 3本、カニューラ または オプチュレーター 6本、リリースキット 1個
サイズ	内寸：679×175×94mm 外寸：703×190×114mm




IN-8949

NEW

IN-8915
 ダビンチ Xi/X EndoWrist プロシージャー インストゥルメント4本+アクセサリ用トレイ
 ¥435,000


収納できる製品	インストゥルメント 4本、カニューラ または オプチュレーター 6本、コード 2本、リリースキット 1個
サイズ	内寸：711×203×138mm 外寸：735×218×158mm



IN-8915

IN-8937
 ダビンチ Xi/X EndoWrist プロシージャー インストゥルメント6本+アクセサリ用トレイ
 ¥442,000

収納できる製品	インストゥルメント 6本、カニューラ または オプチュレーター 6本、コード 2本、リリースキット 1個
サイズ	内寸：678×330×92mm 外寸：702×345×114mm



IN-8937

IN-8935
 ダビンチ Xi/X EndoWrist プロシージャー インストゥルメント8本+アクセサリ用トレイ
 ¥467,000

収納できる製品	インストゥルメント 8本、カニューラ または オプチュレーター 6本、コード 2本、リリースキット 1個
サイズ	内寸：678×330×92mm 外寸：702×345×114mm

アクセサリートレー

IN-8939
 ダビンチ Xi/X アクセサリ用トレイ
 ¥ 246,000

収納できる製品	カニューラ または オプチュレーター 6本、コード 3本、リリースキット 1個
サイズ	内寸：498×245×51mm 外寸：520×260×70mm




IN-8939

ステープラー + アクセサリートレイ

IN-8932 ダビンチ Xi/X ステープラー インストゥルメント2本+アクセサリ用トレイ ￥ 343,000	
収納できる製品	ステープラー インストゥルメント 2本 ステープラー カニューラ 12mm 2本 ステープラー プラント オブチュレータ 12mm 2本 ステープラー リリースキット 1個
サイズ	内寸：680×173×92mm 外寸：700×190×113mm

●ステープラー 45・30 どちらも収納出来ます。



IN-8932

IN-8933 ダビンチ Xi/X ステープラー インストゥルメント1本+アクセサリ用トレイ ￥ 195,000	
収納できる製品	ステープラー インストゥルメント 1本 ステープラー カニューラ 12mm 1本 ステープラー プラント オブチュレータ 12mm 1本 ステープラー リリースキット 1個
サイズ	内寸：690×85×90mm 外寸：714×100×109mm

●ステープラー 45・30 どちらも収納出来ます。




IN-8933

ステープラートレイ

IN-2020-3761 ダビンチ Xi ステープラー インストゥルメント 1本用トレイ ￥ 85,000	
収納できる製品	ステープラー インストゥルメント 1本
サイズ	内寸：689×89×52mm 外寸：713×103×72mm


●ステープラー 45・30 どちらも収納出来ます。



IN-2020-3761

IN-2020-3792 ダビンチ Xi ステープラー インストゥルメント 2本用トレイ ￥ 85,000	
収納できる製品	ステープラー インストゥルメント 2本
サイズ	内寸：689×85×90mm 内寸：713×100×109mm

●ステープラー 45・30 どちらも収納出来ます。



IN-2020-3792

トランスポートコンテナ XL

トランスポートコンテナは、リフティングトレイと合わせてご使用いただくことにより、器具を浸漬させた状態で、安全に手術室から中央材料室へ運搬することができます。

フタ

バイオハザードマークがデザインされ、浸漬開始時刻を書き込むことができます。



目盛

浸漬用洗浄剤の量を確認できます。



優れた耐久性

耐久性の高いポリカーボネートを使用しています。

水漏れ防止

フタ内側のガスケットとラチェットで浸漬用洗浄剤が漏れないようしっかり密閉します。



ドレインチューブ

トレイを傾けることなく排水できます。

リフティングトレイ

da Vinci[®]インストゥルメントやXiスコープを水平に置いて浸漬できるデザインです。


酵素系洗剤使用可能

ウォッシャーディスインフェクターで洗浄できます。



ハンドル

左右にあるハンドルを持ってコンテナから安全に引き上げます。



アクセサリートレイ

小さな付属品を収納します。

リフティングトレイ

IN-PIC-20-D トランスポートコンテナー XL			¥102,000
サイズ	内寸：680×320×140mm	外寸：870×450×165mm	



IN-PIC-20-D

IN-PIC-20-D-LT トランスポートコンテナー XL リフティングトレイ付			¥119,000
収納できる製品	ダビンチ Xi エンドスコープ または <i>EndoWrist</i> インストゥルメント(最大8本) アクセサリー		
サイズ	内寸：680×320×140mm	外寸：870×450×165mm	



IN-PIC-20-D-LD

交換パーツ

IN-PIC-31	トランスポートコンテナー XL 交換ガasket	¥6,500
IN-PIC-32	トランスポートコンテナー XL 交換ドレインチューブ	¥6,500
IN-PIC-33	トランスポートコンテナー XL 交換フタラッチ(4個入)	¥6,700

IN-PIC-34 トランスポートコンテナー XL リフティングトレイ			¥33,000
収納できる製品	ダビンチ Xi エンドスコープ、アクセサリ または ダビンチ Xi <i>EndoWrist</i> インストゥルメント(最大8本)、アクセサリ		
サイズ	リフティングトレイ 680×320×70mm	アクセサリトレイ 315×130×70mm	



【Xi スコープ 収納例】

IN-PIC-34



【Xi インストゥメント 収納例】



made in U.S.A



株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4
TEL.03-5395-4588 FAX.03-5395-4866

大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12
TEL.06-6829-7912 FAX.06-6829-7922

札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL.011-792-6522 FAX.011-792-6522

福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28
TEL.092-432-3740 FAX.092-432-3741

最新情報はホームページで www.mettechnica.co.jp

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります
製造販売業許可番号：13B2X00180

202106-1-500