

FR-2272S 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G BEAK ショートハンドル

¥ 160,000

Ikeda Capsulorhexis Forceps BEAK, short handle & short shaft



猛禽類のくちばしをイメージしてデザインされた、池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子の最新モデル「BEAK」。チップデザインの見直しにより、視認性と操作性が飛躍的に向上しました。

チップ内側を深く弧状に削ることで、チップ全体の剛性が増すと共に、大きな術野が生まれました。左右に大きく開閉するチップは、その先端に力を集中させて前嚢をしっかりと捉えます。チップ後部には前嚢穿刺用の極小のエッジが設けられ、CCC作成のプロセスを容易にしています。独自のショートシャフトとショートハンドルが、より確かで安定した操作感をもたらします。



FR-2268S
FR-2268

FR-2270S
FR-2270

FR-2266II

FR-2268S 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G アングルド ショートハンドル

FR-2268 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G アングルド

FR-2270S 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G ワイド ショートハンドル

FR-2270 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G ワイド

FR-2266II 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G ユニバーサル

各 ¥ 160,000

FR-2262S ゴレンボー氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G ショートハンドル

¥ 160,000

Golenvaux Forceps, short handle & short shaft

Variation

FR-2262 ゴレンボー氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G

¥ 160,000


Golenvaux Forceps, long handle & long shaft



極小のチップ内側を大きく弧状に削り、視認性と操作性を飛躍的に向上させたアイテクノロジー社最新のモデルです。左右に大きく開くチップは、その先端に力を集中させ前嚢をしっかりと捉えます。

専用滅菌トレー

プロテクションキャップが取り付けられたモデルの収納に適しています。



ショートハンドル	1本用 M-2603A	2本用 M-2602A	152×64×19 (mm)	各 ¥ 6,100
ロングハンドル	1本用 M-2703A	2本用 M-2702A	194×64×19 (mm)	各 ¥ 9,900