

# レチノスコープのご紹介

パテントを取得した独自の「パラストップ」機能を持つハイネのレチノスコープ。  
ワンタッチで正確な平行光線を照射することができます。



- 光源に高品質のLEDを使用した最新モデルです。明るく均質な検査光により視認性に優れた網膜反射が得られます。

## M-805.35.401

ベータ200 LED ストリークレチノスコープ NT4/ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V …… ￥ 185,800

セット構成 ベータ200 LED ストリークレチノスコープヘッド +  
ベータ4スリム充電ハンドル + NT4充電器 スリムハンドル用

## M-805.35.400

ベータ200 LED ストリークレチノスコープ NT4/ベータ4スタンダード充電ハンドルセット 3.5V …… ￥ 177,000

セット構成 ベータ200 LED ストリークレチノスコープヘッド +  
ベータ4スタンダード充電ハンドル + NT4充電器

C-008.15.353 ベータ200 LED ストリークレチノスコープヘッド 3.5V …… ￥ 94,000

オレンジフィルターの取り付けはできません。

- 標準で装備されているオレンジフィルターは、被検者の眩しさを軽減させると共に、検者には視認性に優れたクリアな眼底光像を提供する役目を果たします。電球の交換でストリークからスポットへ切替えることができます。



## M-005.35.401

ベータ200ストリークレチノスコープ NT4/ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V …… ￥ 166,700

セット構成 ベータ200ストリークレチノスコープヘッド +  
ベータ4スリム充電ハンドル + NT4充電器 スリムハンドル用 + 予備電球

## M-005.35.400

ベータ200ストリークレチノスコープ NT4/ベータ4スタンダード充電ハンドルセット 3.5V …… ￥ 157,900

セット構成 ベータ200ストリークレチノスコープヘッド +  
ベータ4スタンダード充電ハンドル + NT4充電器 + 予備電球

C-002.15.353 ベータ200 ストリークレチノスコープヘッド 3.5V …… ￥ 70,000

X-002.88.089 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V …… ￥ 4,900

C-002.15.363 ベータ200 スポットレチノスコープヘッド 3.5V …… ￥ 70,000

X-002.88.090 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V …… ￥ 4,900

- 手軽に使用できる、コストパフォーマンスの高い製品です。オレンジフィルターを標準で装備しています。



## M-001.83.501

アルファプラス ストリークレチノスコープ 2.5V 収納ケース付 …… ￥ 81,600

単3電池×2本使用、ハードケース入り

X-001.88.087 XHLキセノンハロゲン電球 2.5V …… ￥ 4,900