



Duckworth & Kent

titanium surgical instruments

Established in 1959



6-090-7

太田・ラナ氏多目的核分割ディバイダー 1.75mm

¥ 42,000



太田・ラナ氏多目的分割ディバイダー(Jチョッパー)は、核分割だけでなく核の回転や小瞳孔時の虹彩の操作など、白内障手術における様々な用途で使用することを目的として開発されました。先端の2本の突起により、核の硬度にかかわらず核への刺入が容易で、フェイコチョップ法やDivide and Conquer法のいずれの手法にも対応した核分割が行えます。

◆ 先端部の2本の突起

突起は滑らかにテーパ加工され、核への刺入が容易です。核への引っかかりも良く固定や回転などの操作がスムーズに行えます。


◆ 両サイドの凹み

落屑症候群(PE)や術中虹彩緊張低下症候群(IFIS)などの散瞳不良例に対し、プッシュ&プルフックの代わりに使用することができます。また、眼内レンズ支持部を嚢内に挿入する際に、フックとして使用することができます。

9-518-3

太田・藤本氏コンプリートCCCマーカ 5.6mm センターピン付

¥ 48,000



角膜上にマーキングしてCCCを行う際の目安とします。偏心のリスクを軽減するためのセンターピンが設けられています。

M.E. Technica 株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4
TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.metecnica.co.jp/>

at the Leading Edge