



田邊氏テンポラルビュー開瞼器 11mm



SP-8035

田邊氏テンポラルビュー吸引式開瞼器 11mm スリット孔 ¥98,000

✓ 洗浄用チューブ付




SP-8036 田邊氏テンポラルビュー開瞼器 11mm

¥49,800

11mmの特徴

新たに開発された田邊氏テンポラルビュー開瞼器 11mmは、眼瞼把持部の長さ、形状の適正化により眼瞼、眼窩骨による潜在的な開瞼不良のケースにおいて、スムーズな最大開瞼を実現し、奥目、小眼球をはじめとする開瞼困難な症例においても、より良好な術野の確保が可能になりました。



田邊氏テンポラルビュー 11mm

検索

◆国際特許出願、及び国際意匠登録出願済 ※日本、イギリス及び欧州連合(EU)、アメリカにおいてそれぞれ意匠権を取得済