

ビデオスコープ用トレー

M-2020-027


サミット 細径胸腔ビデオスコープ用トレー

¥227,500

サイズ

内寸: 584×286×76mm

外寸: 614×300×96mm



OLYMPUS: LTF-H290

エアウェイマネジメントモバイルスコープ用トレー

M-7583-MAF


サミット エアウェイマネジメントモバイルスコープ用トレー

¥229,200

サイズ

内寸: 658×244×105mm

外寸: 680×260×125mm



OLYMPUS: MAF-TM2・GM2・DM2

M-7343-MAF


サミット エアウェイマネジメントモバイルスコープ用トレー

¥226,900

サイズ

内寸: 572×330×105mm

外寸: 595×345×125mm




OLYMPUS: MAF-TM2・GM2・DM2

スタンダードトレイ ミドルサイズ




商品番号	商品名	内寸	外寸	価格
IN-7120	サミット スタンダードトレイ ミドルサイズ 深さ51mm	387×244× 51mm / 410×260× 71mm		¥ 95,000
IN-7123	サミット スタンダードトレイ ミドルサイズ 深さ60mm	387×244× 60mm / 410×260× 80mm		¥ 105,000
IN-7130	サミット スタンダードトレイ ミドルサイズ 深さ76mm	387×244× 76mm / 410×260× 96mm		¥ 115,000
IN-7140	サミット スタンダードトレイ ミドルサイズ 深さ105mm	387×244×105mm / 410×260×125mm		¥ 125,000
IN-7160	サミット スタンダードトレイ ミドルサイズ 深さ152mm	387×244×152mm / 410×260×172mm		¥ 135,000

アクセサリ



IN-2617
サミット シリコンマット(ファイン) ¥ 20,000
外寸: 330×241mm




IN-2693
中段シェルフ ミドルサイズ ¥ 48,000
内寸: 381×241×25mm

中段シェルフポスト
IN-3637 48mm **IN-3638** 54mm
IN-3639 64mm 1本 ¥4,800
IN-3640 76mm **IN-3641** 98mm 1本 ¥6,800
 ※ご希望の高さを4本お選びください。

脳外科バイオネット型鑷子用トレイ




IN-5401-12




IN-5401

IN-5401-08




IN-5401-03



IN-5401-02

商品番号	商品名	内寸	外寸	価格
IN-5401-02	脳外科バイオネット型鑷子2本用トレイ	248 × 54 × 29mm	264 × 62 × 37mm	¥82,000
IN-5401-03	脳外科バイオネット型鑷子2本用トレイ ロング	305 × 54 × 38mm	321 × 62 × 46mm	¥ 85,000
IN-5401	脳外科バイオネット型鑷子6本用トレイ	248 × 118 × 29mm	264 × 126 × 37mm	¥ 85,000
IN-5401-08	脳外科バイオネット型鑷子8本用トレイ	305 × 184 × 38mm	321 × 192 × 46mm	¥ 100,000
IN-5401-12	脳外科バイオネット型鑷子12本用トレイ	305 × 244 × 38mm	321 × 252 × 46mm	¥ 120,000

- フタに取り付けられたシリコンバーが器具をしっかりと固定・保護します。
- フタはヒンジとロックレバーにより確実にベースに固定されます。



スコープ用トレイ

M-7011-004
サミット スコープトレイ (2.7mm~10mm 4-6本用) ¥164,000

サイズ | 内寸: 279×162×60mm 外寸: 304×177×80mm



超音波プローブ

M-7120-001
サミット 超音波プローブ用トレイ ¥173,500

サイズ | 内寸: 387×244×51mm 外寸: 410×260×71mm



FUJIFILM: C42K

M-7120-002
サミット 超音波プローブ用トレイ ¥173,500

サイズ | 内寸: 387×244×51mm 外寸: 410×260×71mm



FUJIFILM: S31KP

アクセサリ

IN-7334
交換用 ラウンドプロテクター(4個セット) ¥13,000

