




M.E. Technica

エリック エバキュエーター用滅菌バスケット

D-EL20 ¥53,000(税抜)

エリック
エバキュエーター専用の滅菌バスケットです。
壊れやすいガラス球をシリコンマットで
安全に固定します。

- ✓ 個包装の手間が省けます。
- ✓ 構成パーツの紛失を防ぎます。



仕様

サイズ : 内寸 220×140×109mm 外寸 230×163×120mm

対応滅菌 : オートクレーブ滅菌、EOG滅菌

材質 : ステンレス・シリコン

Made in Japan (注意) 本製品は、滅菌用バスケットです。洗浄用には適しておりません。

