



We are looking into details  
Made In Germany



手術用顕微鏡

## SOM-82 ポータブル

¥2,780,000 (税別)

SOM-82 ポータブルは、小型・軽量ながら上位機種の基本仕様と同様の光学性能を備えた、コストパフォーマンスに優れた手術用顕微鏡です。光学部をコンパクトな電動光学台に取り付けることで、軽量化と省スペース化を実現しました。マイクロスコープやビームスプリッターなどのオプションは基本仕様と共通です。

### 仕様

光学部 : 基本仕様と同様 ※1  
照明部 : ベーシックと同様 ※1  
電源 : (照準ストローク±20mm ※2/電動を除く)

重量 : 約56kg  
伸長時 : 1580mm(W)×600mm(D)×1470mm(H)  
収納時 : 780mm(W)×830mm(D)×1170mm(H)  
H型ベース : 600mm(W)×600mm(D)  
電動光学台上下ストローク : 250mm

※1 サスペンションアームの荷重制限により、取付けられるオプションに制限があります。

※2 焦点距離の調節は、手動または電動光学台の上下動きにより行います。電動光学台は250mmの範囲で上下します。

製造販売業者：株式会社ティエムアイ 販売元：株式会社エムイーテクニカ  
製造販売届出番号：11B2X00040000457

