

ビデオ オトスコープ

特許取得

ANIMALLOOK

αシリーズ

アルファ

イメージセンサー
先端搭載



カメラ性能バージョンアップ

(アニマルックAL-3対比)

解像度


12倍

視野角

1.7倍

焦点深度

1.4倍



コデン株式会社

ANIMALOOK AL-3α

アニマルックエーエル3アルファ

動物用医療機器届出番号:30動薬第3418号

診療室でオーナー様と患部を確認するのも、
オペ室での処置をするのもこれ一本!

アニマルックAL-3α

希望小売価格: 350,000円(税別)



鉗子孔を使用しての処置もできます! 各鉗子(別売)

サイズ	(長さ) 232mm × (幅) 22mm × (重量) 148g
先端径	最小3.3mm、スペキュラ孔 3.8mm×5.7mm、チューブ4.5mm
カメラ	照度450Lm、焦点深度 5-50mm、視野角 120度、1/18inch カラーCMOS、画素数16万画素
付属品	鉗子孔付スペキュラ(1)、チューブ(1)、チューブベース(2)※1個装着済み、取扱説明書
ビューソフトウェア	Windows:カメラ、 MacOS:QuickTimePlayer
推奨PC	OS:Windows11/10/8、Macintosh(Mac10,10)以上 CPU:2.4GHz CoreDUO以上、RAM:4GB以上、USBポートタイプ:USB2


ANIMALOOK AL-2α

アニマルックエーエル2アルファ

動物用医療機器届出番号:30動薬第3417号

アニマルックAL-2α

希望小売価格: 250,000円(税別)



サイズ	(長さ) 205mm × (幅) 25mm × (重量) 100g
先端径	最小3.3mm、スペキュラ 5.0mm、チューブ4.1mm
付属品	スペキュラ(1)、チューブ(10)、チューブベース(1)、取扱説明書

【発売元】



コデン株式会社

www.coden.co.jp
info@coden.co.jp

東京都豊島区巣鴨1丁目4番16号
TEL.03-5981-8611 FAX.03-5981-8878

【販売元】



株式会社 エムイーテクニカ

<http://www.metecnica.co.jp/>

本社	〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4	TEL.03-5395-4588
大阪	〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12	TEL.06-6829-7912
札幌	〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2	TEL.011-792-6522
仙台	〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-9-2-203	TEL.022-739-7975
福岡	〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28	TEL.092-432-3740

*品目、製品情報、製品仕様、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。詳細については弊社製品取扱販売店へご確認ください。