



**Eye  
Technology**  
A MedOne Company

SH-6027 ET核ディバイダー 0.90mm

¥29,000



Best  
Seller



#### 異素材のハイブリッドモデル

チタニウム製のハンドルとステンレス製のチップから成る、重さ僅か7.4gのハイブリッドモデル。チップは薄く滑らかに加工され、安全に操作が行えます。

#### 先端チップ交換可能

超音波チップとの接触等で先端が損傷・変形した場合には、先端チップの交換により機能が再生します。長く安定した使用感が得られます。

#### 美しいブルーハンドル

陽極酸化処理が施されたチタニウム製のハンドルは、独特の美しいブルーに発色します。他の器具との識別も容易で、耐久性や防錆性にも効果があります。

 **M.E. Technica**  
株式会社 エムイーテクニカ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4  
TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866

■札幌 ■仙台 ■名古屋 ■大阪 ■福岡

[www.metecnica.co.jp](http://www.metecnica.co.jp)



製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。製造販売業許可番号：13B2X00180