

➤ **HEINE OMEGA 500® UNPLUGGED**

Binocular Indirect Ophthalmoscope with headband-mounted battery mPack UNPLUGGED

mPack
UNPLUGGED

HEINE
GERMANY



オメガ500アンプラグド、誕生。

HEINE OMEGA 500® UNPLUGGED

オメガ500双眼倒像鏡に自由と快適さをプラス。先進のバッテリーシステム mPackを搭載した、オメガ500アンプラグドの誕生です。
バッテリーには充電状態を知らせるインジケーターを内蔵。充電切れの不安を解消する安心設計です。



- **C-04.33.505** オメガ500アンプラグド
オメガ500双眼倒像鏡に先進のバッテリーシステムmPackを搭載したオールインワンモデル。(重量約665g)



- **X-95.17.310** EN50壁掛け充電トランス
オメガ500アンプラグドの掛け外しに連動して、電源のオン/オフを行なうと同時に、オメガ500アンプラグドの充電を開始。バッテリーを常にベストの状態に保ちます。予備のバッテリーmPackアンプラグドの充電も同時に行なうことができます。
- **M-01.000.81** EN50壁掛け充電トランス用スタンド
オメガ500アンプラグドシステムを卓上に設置することができます。

- **M-01.500.80** オメガ500アンプラグド EN50壁掛け充電トランスセット
- **M-01.500.81** オメガ500アンプラグド EN50壁掛け充電トランス+スタンドセット
- **M-01.500.82** オメガ500アンプラグド ACアダプターセット

標準セット構成：オメガ500アンプラグド、トランス、予備電球



- **X-07.99.665** mPackアンプラグド (オメガ500アンプラグドに装着済み)
軽量で大容量のリチウムポリマーバッテリーを使用。2時間の充電で2時間の連続使用が可能です。バッテリーの充電状態を知らせるインジケーターを内蔵しているので安心です。
- **X-95.16.316**
mPackアンプラグド充電用ACアダプター
mPackアンプラグドの充電を行ないません。オメガ500アンプラグドを使用中に充電切れになった場合には、ACアダプターをmPackアンプラグドに接続して連続的に使用することができます。
コードの長さ2m
X-00.99.668 延長コード 2m



Accessories

- X-04.88.111 XHLキセノンハロゲン電球 6V
- C-00.33.209 側視鏡
- C-00.17.301 強膜圧迫子(指抜き部/小)
- C-00.17.300 強膜圧迫子(指抜き部/大)
- C-00.17.225 A.R.非球面レンズ 16D
- C-00.17.228 A.R.飛球面レンズ 20D
- C-00.17.231 A.R.飛球面レンズ 30D
- C-79.00.000 キャリングケース

 **M.E. Technica**

株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
TEL.03-5395-4588 FAX.03-5395-4866
大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
TEL.06-6479-1707 FAX.06-6479-1708
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL.011-792-6522 FAX.011-792-6522

最新情報はホームページで www.mettechnica.co.jp

E-mail: infomet@mettechnica.co.jp

製造販売業許可番号：13B2X00180
200805-2-5000