

M-20106 吸引式開瞼器用スポンジカバー 100個入

¥ 15,000

Sponge Cover for Eye Speculum with Aspiration



【実物大】



● G-17021への取り付け例

吸引式開瞼器の吸引孔部分に被せたチューブ状のスポンジカバー（吸水スポンジ）が緩衝材となって、結膜が吸引孔に吸着することを防ぎます。
※ クローズドタイプのSP-8025、SP-8027には使用できません。

使用前の準備と取り付け方法

- ◆ スポンジカバーは未滅菌品です。予め吸引式開瞼器などと一緒滅菌しておく必要があります。
- ◆ スポンジカバーは吸水スポンジと同じ材質でできています。そのため吸水前の固い状態のままでは吸引式開瞼器に取り付けることはできません。使用する前にスポンジカバーを生理食塩水や滅菌水に浸して柔らかくした後、鑷子などを用いて吸引孔部分に被せてください。