

# Toric Markers and Degree Gauge for small eyes

トーリック眼内レンズ用マーカー/角度ゲージ

瞼裂の狭い眼に適したデザインです




  
Duckworth & Kent Ltd.

**9-840-1** リファレンスマーカー Toric用 ￥57,000

角膜に0°・90°・180° 3点のマーキングを行います。この操作は座位で行います。

内径：8.50mm/外径：12.75mm



  
Duckworth & Kent Ltd.

**9-840-3** 安宅氏リファレンスマーカー Toric用 ￥77,000

4点のマーカーを配したリング状のフレームが、角膜径に影響されないセンタリングを可能にします。上方に切開する術者の場合、0°・90°・180°・270°の4点にマーキングを行うことで眼球が回転しても90°の切開位置を容易に確認することができます。

内径：8.50mm/外径：12.75mm






**6-33763** ガルテン氏リファレンスマーカー Toric用 ￥120,000

常に水平にマーキングができるように開発された製品です。

内径：5.00mm/外径：12.25mm



**9-705R-1 角度ゲージ Toric用**

¥ 33,000

マーキングの精度を高めるため、5°ごとに目盛りが刻印されています。

内径：12.00mm／外径：14.00mm




**9-729-1 アクシスマーカー センターピン付 Toric用**

¥ 57,600

シャープに加工されたブレード両端が角度ゲージの目盛りに正確に合致します。容易に精度の高いマーキングが行えます。

内径：4.00mm／外径：11.60mm




**9-841-1 アクシスマーカー 角度ゲージ付 Toric用**

¥ 77,000

5°刻みの角度ゲージとアクシスマーカーが一体となった、片手でマーキング可能な製品です。

内径：11.00mm／外径：15.00mm



**2600A マイクロレー マット付 152×64×19**

¥ 4,800

マーカーや角度ゲージを安全に収納します。