



Duckworth & Kent

titanium surgical instruments

Established in 1959





P4039B

大高氏持針器 溝付

Otaka Needle Holder

¥ 78,000




血液の凝固塊 (coagula) の付着による把持力の低下を防ぐため、チップ内側に血液を逃がすための溝を設けました。血液は把持の際に下方に排出されるので、翼状片手術など出血の多い症例で特に効果を発揮します。

2-503

大高氏縫合鑷子

Otaka Conjunctival Forceps

¥ 55,000



プラットホーム表面に微細なざらつき感のある加工 (Textured tips) を施しました。その結果、8-0から10-0の糸を把持する力が増すと共に、結膜を傷つけずに保持できるようになりました。プラットホーム中央には血液を逃がす溝を設け、血液の凝固塊 (coagula) の付着による把持力の低下を防いでいます。

M.E. Technica 株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
TEL 06-6479-1707 FAX 06-6479-1708
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.metecnica.co.jp/>

at the Leading Edge