

鑷子のデザインが変わります。



ダックワースアンドケント社を代表する「2-110 角膜／縫合鑷子 0.12mm」と同様のハンドル形状を持つ鑷子のデザインが変わります。新しいデザインの製品は、メーカーの在庫がなくなり次第、順次販売が開始されます。製品番号や製品名、価格の変更はありません。


ダックワースアンドケント社では、更なる品質の向上と鑷子としての完成度を高めるため、2枚の板を接合して製品に仕上げる従来の製法を全面的に見直し、CNC旋盤によりチタニウムの丸棒を削り出してハンドルの成形を行う製法へと切り替えを進めています。これにより、鑷子全体の精度と強度が増すと共に、ハンドルに埋め込まれたチップの交換が可能になるメリットが生まれました。

新しいデザイン


従来のデザイン




デザインが変わる主な製品



2-110	角膜／縫合鑷子 0.12mm歯	¥ 56,000
2-110-1	角膜／縫合鑷子 0.10mm歯	¥ 58,000
2-110-2	角膜／縫合鑷子 0.20mm歯	¥ 56,000
2-111	角膜／縫合鑷子 0.12mm歯 曲	¥ 56,000
2-118	強膜／縫合鑷子 0.30mm歯	¥ 56,000
2-132	コリブリ鑷子 0.12mm歯	¥ 63,000



2-100	角膜／縫合鑷子 ピアス型ノッチ	¥ 55,000
2-100-2	角膜鑷子 ピアス型ノッチ	¥ 34,000
2-101	角膜／縫合鑷子 ピアス型ノッチ 曲	¥ 55,000



2-500	縫合鑷子	¥ 53,000
2-500-1	縫合鑷子 太	¥ 53,000
2-500-2	縫合鑷子 ファイン	¥ 53,000
2-501	縫合鑷子 曲	¥ 54,000
2-524-1	ケルマン・マクファーソン氏縫合鑷子 10mm	¥ 49,000



2-500-4	千原氏結膜鑷子 直	¥ 54,000
2-501-2	千原氏結膜鑷子 曲	¥ 52,000