



**2-770N** デイツ氏ICLローディング鑷子 NH

¥ 55,000

細く長いチップの内側にはサンドブラスト加工が施されています。ICLの把持とカートリッジへの装填が容易に行えます。

シャフト 14.0mm





**2-896-3** ICLマニピュレーティング鑷子 フラットディスク 15°

¥ 128,000

ディスク状に仕上げられた先端部でICLをしっかりと把持します。ディスク上側の色をゴールドに変えることでカートリッジ内での視認性を高めました。

シャフト 20G/33.0mm チップ幅 1.9mm




**6-479-2** 藤澤氏ICLマニピュレーター

¥ 42,000

Y形のチップ先端とサンドブラスト加工が施されたチップ裏側のふくらみのある部位でICLの操作を行います。

シャフト 12.0mm チップ幅 0.68mm




**6-481** パリカリス氏ICLマニピュレーター

¥ 32,000

ふくらみのあるチップ底面にはサンドブラスト加工が施されています。

シャフト 12.0mm チップ幅 0.65mm



**6-482** ビルスマ氏ICLマニピュレーター

¥ 48,000

ハンドル両端のシャフトはそれぞれ左右対称に湾曲しており、オーブ形のチップ底面にはサンドブラスト加工が施されています。ICL挿入用に作成した角膜切開創より挿入して4箇所のカットプレートの固定操作を行います。

シャフト 12.5mm チップ幅 0.60mm