

FR-2285S 池田・八重氏マイクロ虹彩剪刀 23G カーブシャフト 1.25mm垂直刃 ショートハンドル ¥ 190,000
IKEDA-YAE Micro Iris Scissors 1.25mm Vertical Blades 23G



「より侵襲の少ない手術を目指して」

八重氏マイクロ虹彩剪刀の刃の長さを、従来の2.7mmから1.25mm(刃渡り1.0mm)に短く加工した製品です。刃を小さくしたことで、視認性と操作性が向上し、より正確に前嚢や瞳孔縁にアプローチすることができます。また、刃全体に均一に力が伝わるので切れ味も向上しました。精密な切開作業がストレスなく行えます。