

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY



**∴ Video OMEGA500 LED UNPLUGGED  
with DV 1 Digital Video Camera**

High-Resolution Digital Imaging of the Fundus





## ビデオオメガ500 DV1 Video OMEGA500 DV1



オメガ500 LED双眼倒像鏡 アンブラグドに最新のCMOSイメージセンサを使用したデジタルビデオシステムです。観察像をリアルタイムにモニターに映すことができるので、大学病院での教育実習や患者さんへの説明などに有用です。ビデオオメガの映像は、専用のソフトウェアがインストールされたPCにUSBケーブルを接続して取り込みます。ソフトウェアは画像処理能力に優れ、光量や色調等の補正を行う機能を備えています。



● **M-008.33.581** ビデオオメガ500 DV1 EN50壁掛け充電トランス+スタンドセット ￥2,480,000

セット構成：ビデオオメガ500 DV1 + EN50壁掛け充電トランス + スタンド + 専用USBケーブル (3m) + 専用ソフトウェア

● **M-008.33.582** ビデオオメガ500 DV1 EN50壁掛け充電トランスセット ￥2,450,000

セット構成：ビデオオメガ500 DV1 + EN50壁掛け充電トランス + 専用USBケーブル (3m) + 専用ソフトウェア



WindowsPCは別売りです

- DV1使用に必要なシステム要件 (Windowsのみ対応)
- OS：Windows 10 (32ビット、64ビット)
- CPU：Intel Core i7 2.7GHz以上推奨 メモリ：4GB以上推奨
- モニター：1920×1080 pixel以上推奨

### 仕様

総画素数	最大500万画素
撮像素子	1/2.5インチCMOS
出力端子	USB2.0

## ビデオオメガ500 DV1用充電トランス Power Sources for Video OMEGA500 DV1

EN50壁掛けトランスは、ビデオオメガ500 DV1を安全に収納し、常に最適な充電状態に保ちます。



● **X-095.17.310** EN50壁掛け充電トランス

ビデオオメガ500 DV1の掛け外しに連動して照明光がオン/オフするインテリジェント設計。アンブラグドを安全に収納し/バッテリーを常にベストの状態に保ちます。予備のmPackアンブラグドも同時に充電することができます。

● **M-001.000.81**

EN50壁掛け充電トランス用スタンド

EN50壁掛け充電トランスを取り付け、卓上に設置することができます。  
(設置スペース：W280×D300×H450)

