




ML 4 LED HeadLight

自然のままの色を見せるライト
Red is red. Blue is blue.

CRI 90 高演色評価数*/Colour Rendering Index

 検査に最適な光度/Light Intensity

 照明光の均質性/Homogeneity

 光量とスポットサイズの無段階調節

最大光量：50,000Lux ※作業距離250mmで測定
スポットサイズ：30~80mmの範囲で無段階調節
※作業距離420mmで測定

*… CRI(演色評価数)とは
色の見え方が自然光下での見え方にどれだけ近いかを示す値です。
この値が100に近いほど自然な色に見えることになります。



mPackアンブラグド

ヘッドバンド後部に軽量で大容量のリチウムポリマーバッテリーを搭載。コードレスな診察環境を実現します。バッテリーの充電状態を知らせるインジケータを内蔵しているので安心です。2時間の充電で約3.5時間の連続使用が可能です。



双眼ルーペ + iビュー (ルーペ光学部の跳ね上げ機能) *オプション

照明光はそのままに、双眼ルーペの光学部のみを上方向に移動させて拡大と裸眼の切り替えを行うことができます。

ML4と充電トランスのセットは以下の3種類です。
セットに双眼ルーペ及びiビューは含まれていません。

M-001.410.80	ML4 LED アンブラグド EN50壁掛け充電トランスセット	¥ 325,800 (税別)
M-001.410.81	ML4 LED アンブラグド EN50壁掛け充電トランス+スタンドセット	¥ 350,800 (税別)
M-001.410.82	ML4 LED アンブラグド ACアダプターセット	¥ 294,600 (税別)

