

FR-2274

SMILE レンチクル摘出鑷子 23G

¥ 178,000



eye
technology



SMILEの2mmの切開創から、傷口を広げることなく安全にレンチクルを摘出することができます。薄く扁平なチップ内側は、レンチクルの取り残しがないよう滑りにくく加工されています。

G-S03914

SMILE レンチクルセパレーター 0.5mm

¥ 94,000



Variation

G-S03832 SMILE レンチクルセパレーター 1.0mm ¥ 89,000

Geuder®



SMILE手術の際、最も分りにくいレンチクル下部の分離を容易に行うために開発された製品です。先端をベベル加工し斜めに角度をつけたことで、セパレーターはレンチクル下部にスムーズに入り、その後に行う剥離操作を安全に進めることができます。