



Duckworth & Kent

titanium surgical instruments

Established in 1959




8-648

倉員氏カッターアシスター 27G 16mm

Kurakazu cutter assister 27G 16mm

¥ 36,000




27G硝子体カッターの剛性を高める為に開発した製品です。硝子体カッターのシャフト部分にカッターアシスターを被せることでシャフトの剛性を高めることができます。カッターアシスターの先端部は、カニューラとフィットするようにデザインされているため、ハンドピースの動きに合わせてカニューラの方を変えることができます。シャフトがたわむことがないため、特に周辺部の残存硝子体の処理を効率良く行うことができます。

6-615-2


倉員氏強膜圧迫子 4.0/6.0mm

Kurakazu Scleral Depressor 4.0/6.0mm

¥ 48,000



圧迫部位をくの字状に曲げた製品です。圧迫子の角度と長さを変えたことで狭いスペースのどの部位からも圧迫が可能になりました。

 M.E. Technica 株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866

札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522

大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
TEL 06-6479-1707 FAX 06-6479-1708

福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.metecnica.co.jp/>

at the Leading Edge