

イアーポッパーは、滲出性中耳炎や耳管機能障害の治療のために開発された耳管通気装置です。ボタンを押すだけの簡単な操作で、鼻腔より優しくコンスタントに空気を送ります。



鼻孔に当てるチップは交換可能です。

●M-EP1010-1 交換用ノーズピース 5個入 ￥3,000 (税別)

### 仕様

付属品：ノーズピース 1個

材質：本体 ABS樹脂 滅菌不可  
ノーズピース TPV樹脂 滅菌不可

寸法：53×113×32mm

重量：約125g (電池含む)

電源：単4アルカリ電池×4本

クラス分類：一般医療機器/クラスI

届出番号：13B2X00180000074

製造業者：サミットメディカル (米国)