

クリアスコープは、スマートフォンと内視鏡を組み合わせ、手軽にビデオシステムを構築することができる、スマートフォン/内視鏡アダプターです。

スマートフォンに映し出された内視鏡の画像を、そのまま動画や静止画として記録することができます。記録したデータは、Wi-Fiなどのネット環境を利用して、PCへの転送や遠隔地へ送ることが可能です。

### ■ 多様なスマートフォンに対応

iPhone、Android、Galaxyなど、形状の異なるスマートフォンの取り付けが可能です。

### ■ 標準仕様の内視鏡に対応

アイピース径32mmの内視鏡（硬性鏡・軟性鏡）が取り付けが可能です。

### ■ 画像データの管理と共有 ※2017年初旬公開予定

セキュリティ機能に優れた専用アプリケーション(MODICA App)を使用して、安全にデータの管理と共有が行えます。



※内視鏡と光源装置、スマートフォンは付属していません。

## 仕様

取り付け可能な内視鏡：アイピース径32mmの標準的な内視鏡（硬性鏡・軟性鏡）  
 取り付け可能なスマートフォン：iPhone、Android、Galaxyなど  
 拡大レンズ：8倍 着脱式

材質：PVC

寸法：130×130×32mm (スマートフォン非装着時)

重量：本体 125g

：レンズ 90g

クラス分類：一般医療機器/クラスI

届出番号：13B2X00180000075

製造販売：クリアウォータークリニカル (カナダ)



MODICAは、カナダ クリアウォータークリニカル社のモバイルメディカルイメージング部門の名称です。



セット構成：  
 クリアスコープ本体、拡大レンズ8倍、収納ケース、取扱説明書