

クリアスコープは、スマートフォンと内視鏡を組み合わせ、手軽にビデオシステムを構築することができる、スマートフォン/内視鏡アダプターです。

スマートフォンに映し出された内視鏡の画像を、そのまま動画や静止画として記録することができます。記録したデータは、Wi-Fiなどのネット環境を利用してPCへの転送や遠隔地へ送ることが可能です。

■ 多様なスマートフォンに対応

iPhone、Android、Galaxyなど、形状の異なるスマートフォンの取り付けが可能です。

■ 標準仕様の内視鏡に対応

アイピース径32mmの内視鏡（硬性鏡・軟性鏡）が取り付けが可能です。

■ ポータブル

往診や、ベッドサイドの検査も大きなビデオシステムを移動することなく簡単に行えます。



※内視鏡と光源装置、スマートフォンは付属していません。スマートフォンと内視鏡の組み合わせにより画質の品質が大きく変わります。

仕様

取り付け可能な内視鏡：アイピース径32mmの標準的な内視鏡（硬性鏡・軟性鏡）

取り付け可能なスマートフォン：iPhone、Android、Galaxyなど

拡大レンズ：8倍 着脱式

材質：PVC

寸法：130×130×32mm（スマートフォン非装着時）

重量：本体 125g

：レンズ 90g

クラス分類：一般医療機器/クラスI

届出番号：13B2X00180000075

製造販売：クリアウォータークリニカル（カナダ）



セット構成：
クリアスコープ本体、拡大レンズ8倍、収納ケース、取扱説明書