


designed for  
**da Vinci®**

**Si series**

**INSTRUSAFE**


**SUMMIT**  
medical

## Trays for Stapler Si series



**IN-8945**  
ダビンチ Si ステープラー 45 インストゥルメント 1~2本用トレイ ￥146,000


収納できる製品	ステープラー 45 インストゥルメント 1~2本
サイズ	内寸：635 × 136 × 60mm 外寸：655 × 150 × 82mm



IN-8945

**IN-8946**  
ダビンチ Si ステープラー 45 アクセサリー用トレイ ￥146,000

収納できる製品	EndoWrist ステープラー用 カニューラ 2本 EndoWrist ステープラー用 カニューラ リデュース 2本 EndoWrist ステープラー プラント オプチュレータ 2本 EndoWrist ステープラー ケーブル 2本 EndoWrist ステープラー リリースキット 1個
サイズ	内寸：635 × 136 × 60mm 外寸：655 × 150 × 82mm



IN-8946

**IN-8943**  
ダビンチ Si ステープラー モーターパック用トレイ ￥80,000

収納できる製品	ステープラー モーターパック 1個
サイズ	内寸：212 × 244 × 80mm 外寸：235 × 260 × 99mm



IN-8943

材質：アルミニウム 対応滅菌：オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)  
「da Vinci」は、Intuitive Surgical社の登録商標です。

**M.E.Technica**  
株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4  
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2  
大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22  
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866  
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522  
TEL 06-6479-1707 FAX 06-6479-1708  
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

http://www.mettechnica.co.jp/ E-mail: infomet@mettechnica.co.jp

製品の仕様および定価は予告なく変更することがあります。 製造販売業許可番号：13B2X00180