


designed for
da Vinci®

X/Xi series

 **INSTRUSAFE**

 **SUMMIT**
medical

Trays for Stapler X series Xi series



IN-8932

ダビンチ Xi ステープラー 45 インストゥルメント2本+アクセサリ用トレイ


¥ 343,000

収納できる製品

ステープラー 45 インストゥルメント Xi 2本
ステープラー カニューラ 12mm Xi 2本
ステープラー プラント オプチュレータ 12mm Xi 2本
ステープラー リリースキット Xi 1個

サイズ

内寸：680 × 173 × 92mm 外寸：700 × 190 × 113mm



IN-8932

IN-8933

ダビンチ Xi ステープラー 45 インストゥルメント1本+アクセサリ用トレイ

¥ 195,000

収納できる製品

ステープラー 45 インストゥルメント Xi 1本
ステープラー カニューラ 12mm Xi 1本
ステープラー プラント オプチュレータ 12mm Xi 1本
ステープラー リリースキット Xi 1個

サイズ

内寸：690 × 85 × 90mm 外寸：714 × 100 × 109mm



IN-8933

材質：アルミニウム 対応滅菌：オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)
「da Vinci」は、Intuitive Surgical社の登録商標です。

 **M.E. Technica**
株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
TEL 06-6479-1707 FAX 06-6479-1708
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.mettechnica.co.jp/>

E-mail: infomet@mettechnica.co.jp

製品の仕様および定価は予告なく変更することがあります。 製造販売業許可番号：13B2X00180