



designed for
da Vinci®

X/Xi series



INSTRUSAFE

da Vinci® Surgical System
Instrument Protection Trays



Instrument Trays **X series** **Xi series**

IN-8931-01


ダビンチ Xi用 EndoWrist インストゥルメント 1本用トレイ

¥ 97,000

サイズ

内寸：689 × 86 × 91mm 外寸：713 × 103 × 109mm

※フタの色をお選びいただけます。●IN-8931-01 シルバー ●IN-8931-04 ブルー



IN-8931-01


IN-8936

ダビンチ Xi用 EndoWrist インストゥルメント 6本用トレイ

¥ 221,000

サイズ

内寸：678 × 254 × 92mm 外寸：702 × 270 × 112mm



IN-8936

IN-8937

ダビンチ Xi プロシージャートレイ


¥ 442,000

収納できる製品

EndWrist インストゥルメント Xi 6本、カニューラ 2本
オブチュレータ 1本、イントロデューサー 1個、コード 2本
ゲージピン 1個、リリースキット 1個

サイズ

内寸：678 × 330 × 92mm 外寸：702 × 345 × 114mm



IN-8937

Accessory Tray **X series** **Xi series**

IN-8939

ダビンチ Xi アクセサリートレイ

¥ 246,000

収納できる製品

カニューラ(またはオブチュレータ) 6本、コード 3本
リリースキット 1個

サイズ

内寸：573 × 330 × 61mm 外寸：595 × 347 × 82mm



IN-8939

材質：アルミニウム 対応滅菌：オートクレープ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)
「da Vinci」は、Intuitive Surgical社の登録商標です。