




**Eye
Technology**
A MedOne Company

FR-2294S 江口氏DSAEK/DMEK 鑷子 右手操作用

¥223,000



極小の突起が設けられた鑷子先端は、横から見るとオウムのくちばしのような形状をしています。この突起部分は扁平で適度に鈍に加工されているので、DSAEKやDMEKでレシピエントのデスメ膜を除去する際、実質を損傷させることなく操作できます。DSAEK移植片の断端の実質は、この突起部分により確実に把持され、内皮に触れることはありません。また、前房に挿入した薄いDMEK用移植片を空気置換下で引っ張っても、破れることなくしっかりと把持できます。



江口氏 DSAEK

検索

M.E. Technica
株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12
福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.met Technica.co.jp/>

製品の仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。 製造販売業許可番号:13B2X00180
202204-1-100