



2-770E デイツ氏ICLローディング鑷子 E

 Duckworth & Kent Ltd.

¥ 72,000

細く長いチップの内側に施されたサンドブラスト加工により、ICLの把持とカートリッジへの装填が容易に行えます。

■ シャフト：14.0mm



2-896-3 ICLマニピュレーティング鑷子 フラットディスク 15°

 Duckworth & Kent Ltd.

¥ 144,000

ディスク状のチップでICLをしっかりと把持します。チップ上部の色をゴールドに変えてカートリッジ内での視認性を高めました。

■ シャフト：20G/32.5mm/チップ幅：1.9mm

 滅菌トレイ 2700A



6-479 デイツ氏ICLマニピュレーター

 Duckworth & Kent Ltd.

¥ 48,000

Y形のチップ先端とサンドブラスト加工が施されたチップ裏側でICLの操作を行います。

■ シャフト：11.0mm/チップ幅：0.78mm






6-481 パリカリス氏ICLマニピュレーター

 Duckworth & Kent Ltd.

¥ 51,000

ふくらみのあるチップ底面にはサンドブラスト加工が施されています。

■ シャフト：12.0mm/チップ幅：0.65mm



6-482 ビルスマ氏ICLマニピュレーター

 Duckworth & Kent Ltd.

¥ 71,000

ハンドル両端のシャフトはそれぞれ左右対称に湾曲しており、オリーブ形のチップ底面にはサンドブラスト加工が施されています。ICL挿入用に作成した角膜切開創より挿入して4箇所のカットプレートの固定操作を行います。

■ シャフト：12.5mm/チップ幅：0.60mm