



PST

INSTRUMENT TRAYS

■ PSTマルチトレイ

硬性内視鏡はじめ、マットを使用して収納・滅菌したい器具に最適です

6501A	マット無	¥30,000
● 6502A	マット付	¥35,000



内寸：288×72×31mm 外寸：303×82×47mm

6511A	マット無	¥32,000
● 6512A	マット付	¥37,000


内寸：406×69×31mm 外寸：418×80×45mm

● 6521A	マット無	¥35,000
6522A	マット付	¥45,000

内寸：550×80×39mm 外寸：570×94×53mm



6562A



6552A

6551A	マット無	¥57,000
● 6552A	マット付	¥66,000

内寸：449×163×31mm 外寸：469×176×46mm

6561A	マット無	深型	¥68,000
● 6562A	マット付	深型	¥75,500

内寸：425×157×76mm 外寸：469×176×90mm

PST社の滅菌トレイは、ゼネラルエレクトリック社が開発した「ウルテム」を用いた軽量で耐久性に優れた製品です。

- 対応滅菌 オートクレープ滅菌（160°まで）、EOG滅菌。
- ベーストレイ内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレイが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。
- フタが高くなっているため、表記のトレイ内寸サイズ（深さ）より最大6mmまでプラスして収納可能です。

