



**Eye
Technology**
A MedOne Company

SH-6027 ET核ディバイダー 0.90mm

¥33,000



Best
Seller



異素材のハイブリッドモデル

チタニウム製のハンドルとステンレス製のチップからなる、重さ僅か7.4gのハイブリッドモデル。
チップは薄く滑らかに加工され、安全に操作が行えます。

先端チップ交換可能

超音波チップとの接触等で先端が損傷・変形した場合には、先端チップの交換により機能が再生します。長く安定した使用感が得られます。

美しいブルーハンドル

陽極酸化処理が施されたチタニウム製のハンドルは、独特の美しいブルーに発色します。
他の器具との識別も容易で、耐久性や防錆性にも効果があります。

