



INTRUSAFE

滅菌トレーカタログ



Instrument
Protection Trays


360°しっかり固定 カスタマイズ可能な滅菌トレー

プラズマ滅菌対応

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質: アルミニウム・シリコン



INDEX

内視鏡

- P01 ビデオスコープ・ファイバースコープ
- P05 エアウェイマネジメントモバイルスコープ
- P06 カメラヘッド

硬性鏡

- P08 スコープトレー
- P09 スコープシステムトレー

泌尿器科

- P10 レゼクトセット
- P10 膀胱尿道鏡セット
- P11 ウレスロトームセット
- P12 パークティニアスネフロスコープ
- P13 硬性膀胱尿道鏡・尿管鏡

エコープローブ

- P14 術中電子リニア探触子
- P15 超音波プローブ


P16 スタンダードトレー

P18 鉗子

P19 脳外科バイオネット型鑷子




INSTRUSAFE 製品の特長



レバー操作で確実にロック

フタの向きが正しくないとロックできない構造です。レバーを90°回転させるとフタがロックされます。



安心のプロテクター付

シリコン製のコーナーガードが滅菌ラップの破れを防ぎます。



持ち運びに便利なハンドル付


トレーは軽量・堅牢なアルミニウム製。格納式のハンドルが付いているので安全に持ち運びできます。



器具を360°全方位から保護

柔軟性に富んだシリコンバーが器具をしっかりと固定・保護します。

サイズ表記 イラストに表された箇所を計測しています



ビデオスコープ・ファイバースコープ

Video Scope・Fiber Scope

対応滅菌方法:


プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質:アルミニウム・シリコン

7583シリーズ

内寸:658×244×76mm 外寸:680×260×96mm

STERRAD®100S 推奨サイズ




M-7583-3D-JS

サミット FLEX3D 先端湾曲ビデオスコープ用トレイ

¥ 249,500

OLYMPUS:LTF-S300-10-3D




M-7583-001

サミット 腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

¥ 243,000

OLYMPUS:LTF-S190-5・LTF-S190-10




M-7583-END-1

サミット 硬性ビデオスコープ用トレイ

¥ 243,000

OLYMPUS:WA50080A ※同型製品収納可能



M-7583-006

サミット 膀胱腎盂ビデオスコープ用トレイ

¥ 265,000

OLYMPUS:CYF-VHA ※同型製品収納可能

M-7583-017

サミット ヒステロビデオスコープ用トレイ

¥ 265,000


OLYMPUS:HYF-V

M-7583-018

サミット 胆道ビデオスコープ用トレイ

¥ 265,000

OLYMPUS:CHF-V2




M-7583-006-1

サミット 膀胱腎盂ファイバースコープ用トレー

¥ 212,500

OLYMPUS: CYF-5A




M-7583-009

サミット 腎盂尿管ファイバースコープ用トレー

¥ 212,500

OLYMPUS: URF-P7




M-7583-011

サミット 腎盂尿管ビデオスコープ用トレー

¥ 265,000

OLYMPUS: URF-V3




M-7583-010

サミット 脳室ビデオスコープ用トレー

¥ 246,000

OLYMPUS: VEF-V



M-7583-013

サミット 気管支ビデオスコープ用トレー

¥ 239,500

OLYMPUS: BF-Q290 ※同型製品収納可能




M-7583-014

サミット 気管支ファイバースコープ用トレー

¥ 239,500

OLYMPUS: BF-XP60




M-7583-019

サミット ヒステロファイバースコープ用トレー

¥ 231,500

OLYMPUS: HYF-XP ※同型製品収納可能

内寸:658×244×76mm 外寸:680×260×96mm



M-7583-020

サミット 喉頭ファイバースコープ用トレイ 光源 有

¥ 231,500

M-7583-021

サミット 喉頭ファイバースコープ用トレイ 光源 無

¥ 200,000

OLYMPUS:LF-DP・TP・GP

2020シリーズ

内寸:584×286×76mm 外寸:614×300×96mm

STERRAD®100NX 推奨サイズ




M-2020-3D-JS

サミット FLEX3D 先端湾曲ビデオスコープ用トレイ

¥ 259,500

OLYMPUS:LTF-S300-10-3D




M-2020-001

サミット 腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

¥ 253,000

OLYMPUS:LTF-S190-5・LTF-S190-10




M-2020-END-1

サミット 硬性ビデオスコープ用トレイ

¥ 253,000

OLYMPUS:WA50080A ※同型製品収納可能




M-2020-027

サミット 細径胸腔ビデオスコープ用トレイ

¥ 227,500

OLYMPUS:LTF-H290



M-2020-006

サミット 膀胱腎盂ビデオスコープ用トレイ

¥ 275,000

OLYMPUS: CYF-VHA ※同型製品収納可能

M-2020-017

サミット ヒステロビデオスコープ用トレイ

¥ 275,000


OLYMPUS: HYF-V

M-2020-018

サミット 胆道ビデオスコープ用トレイ

¥ 275,000

OLYMPUS: CHF-V2




M-2020-006-1

サミット 膀胱腎盂ファイバースコープ用トレイ

¥ 222,500

OLYMPUS: CYF-5A




M-2020-009

サミット 腎盂尿管ファイバースコープ用トレイ

¥ 222,500

OLYMPUS: URF-P7




M-2020-011

サミット 腎盂尿管ビデオスコープ用トレイ

¥ 275,000

OLYMPUS: URF-V3



M-2020-013

サミット 気管支ビデオスコープ用トレイ

¥ 260,500

OLYMPUS: BF-Q290 ※同型製品収納可能


M-2020-014

サミット 気管支ファイバースコープ用トレイ

¥ 260,500

OLYMPUS: BF-XP60

内寸:584×286×76mm 外寸:614×300×96mm




M-2020-019

サミット ヒステロファイバースコープ用トレイ

¥ 241,500

OLYMPUS:HYF-XP ※同型製品収納可能



M-2020-020

サミット 喉頭ファイバースコープ用トレイ 光源 有

¥ 254,000

M-2020-021

サミット 喉頭ファイバースコープ用トレイ 光源 無

¥ 222,500

OLYMPUS:LF-DP・TP・GP



エアウェイマネジメントモバイルスコープ

Airway Mobilescope


対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質:アルミニウム・シリコン

7583シリーズ

内寸:658×244×105mm 外寸:680×260×125mm



M-7583-MAF


サミット エアウェイマネジメントモバイルスコープ用トレイ

¥ 229,200

OLYMPUS:MAF-TM2・GM2・DM2

7343シリーズ

内寸:572×330×105mm 外寸:595×345×125mm



M-7343-MAF

サミット エアウェイマネジメントモバイルスコープ用トレイ

¥ 226,900

OLYMPUS:MAF-TM2・GM2・DM2

カメラヘッド

Camera Head

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質:アルミニウム・シリコン

8610シリーズ

内寸:387×244×51mm 外寸:410×260×71mm




M-8610-001

サミット ハイビジョン ウロカメラヘッド+ライトガイド用トレイ ￥191,500

OLYMPUS:CH-S200-08-LB

8613シリーズ


内寸:387×244×76mm 外寸:410×260×96mm



M-8613-002

サミット スリーチップカメラヘッド+ライトガイド用トレイ ￥185,000

OLYMPUS:CH-S190-XZ-E



M-8613-003

サミット 4Kカメラヘッド+ライトガイド用トレイ ￥191,500


OLYMPUS:CH-S400-XZ-EA・EB



M-8613-005

サミット HD 3CMOS カメラヘッド+ライトガイド用トレイ ￥185,000

OLYMPUS:CH-S200-XZ-EA・EB



M-8613-007

サミット 4K カメラヘッド(CH-S700)+ライトガイド用トレイ ￥191,500

OLYMPUS:CH-S700-XZ-EA



M-8613-006

サミット ストライカー カメラヘッド+ライトガイド用トレイ ￥191,500

Stryker:1488HD・1688HD

カメラヘッド+スコープ

Camera Head + Scope

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌 (STERIS社)

材質: アルミニウム・シリコン

8620シリーズ

内寸: 498×244×60mm 外寸: 520×260×80mm




M-8620-002

サミット スリーチップカメラヘッド+ライトガイド+スコープ $\phi 2.7 \sim 10\text{mm}$ 用トレー

¥ 210,000

OLYMPUS: CH-S190-XZ-E




M-8620-003

サミット 4Kカメラヘッド+ライトガイド+スコープ $\phi 2.7 \sim 10\text{mm}$ 用トレー

¥ 216,500

OLYMPUS: CH-S400-XZ-EA・EB




M-8620-004

サミット HD 3CMOSカメラヘッド+ライトガイド+スコープ $\phi 2.7 \sim 10\text{mm}$ 用トレー

¥ 210,000

OLYMPUS: CH-S200-XZ-EA・EB




M-8620-011

サミット 4K カメラヘッド(CH-S700)+ライトガイド+スコープ $\phi 2.7 \sim 10\text{mm}$ 用トレー

¥ 210,000

OLYMPUS: CH-S700-XZ-EA



M-8620-009

サミット ストライカー カメラヘッド+ライトガイド+スコープ $\phi 2.7 \sim 10\text{mm}$ 用トレー

¥ 216,500

Stryker: 1488HD・1688HD

スコープトレー

Rigid Scope

対応滅菌方法：

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質：アルミニウム・シリコン



IN-6011-R



M-7011-004

IN-6011-R・M-7011-004



【使用シリコンバー】

IN-6012-R・IN-6013-R・IN-6014-R・IN-6015-R



製品番号	製品名	内寸	/	外寸	価格
IN-6011-R	スコープトレー S(φ2.7~10mm 1~3本用)	279×	83×60mm /	304× 98×80mm	¥100,000
IN-6012-R	スコープトレー M(φ2.7~10mm 1~3本用)	440×	83×60mm /	465× 98×80mm	¥105,000
IN-6013-R	スコープトレー L(φ2.7~10mm 1~3本用)	515×	83×60mm /	540× 98×80mm	¥115,000
IN-6014-R	スコープトレー XL(φ2.7~10mm 1~3本用)	642×	83×60mm /	667× 98×80mm	¥125,000
IN-6015-R	スコープトレー EXTRA LONG(φ2.7~10mm 1~3本用)	765×	83×60mm /	790× 98×80mm	¥135,000
M-7011-004	スコープトレー(φ2.7~10mm 4~6本用)	279×162×	60mm /	304×177×80mm	¥164,000

スコープシステムトレイ

Rigid Scope + Cable

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌 (STERIS社)

材質: アルミニウム・シリコン




IN-6031-R



【使用シリコンバー】

IN-6032-R・IN-6033-R



製品番号	製品名	内寸	/	外寸	価格
IN-6031-R	スコープシステムトレイ S (φ2.7~10mm 1~3本用+ライトガイド)	279×162×60mm	/	304×177×80mm	¥145,000 【スコープサイズ: 160~200mm】
IN-6032-R	スコープシステムトレイ M (φ2.7~10mm 1~3本用+ライトガイド)	520×142×60mm	/	545×157×80mm	¥155,000 【スコープサイズ: 330~390mm】
IN-6033-R	スコープシステムトレイ L (φ2.7~10mm 1~3本用+ライトガイド)	635×142×60mm	/	660×157×80mm	¥165,000 【スコープサイズ: 460~530mm】

レゼクトセット

Resect set


対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質:アルミニウム・シリコン

7223シリーズ


内寸:498×244×60mm 外寸:520×260×80mm



M-7223-010

サミット レゼクトセット用トレイ タイプ1

¥ 251,500




M-7223-010-1

サミット レゼクトセット用トレイ タイプ1 ライトガイド無

¥ 217,000

7123シリーズ

内寸:387×244×60mm 外寸:410×260×80mm



M-7123-006

サミット レゼクトセット用トレイ タイプ2

¥ 191,000

M-7123-006-1

サミット レゼクトセット用トレイ タイプ2 ライトガイド無

¥ 169,000

膀胱尿道鏡セット


Cystourethroscope set

対応滅菌方法:プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質:アルミニウム・シリコン

7223シリーズ

内寸:498×244×60mm 外寸:520×260×80mm



M-7223-011

サミット 膀胱尿道鏡セット用トレイ (観察用)

¥ 233,500


M-7223-011-1

サミット 膀胱尿道鏡セット用トレイ (観察用) ライトガイド無

¥ 211,500

7230シリーズ

内寸:498×244×76mm 外寸:520×260×96mm



M-7230-011

サミット 膀胱尿道鏡セット用トレイ (処置用)

¥ 243,500

M-7230-011-1

サミット 膀胱尿道鏡セット用トレイ (処置用) ライトガイド無

¥ 221,500

ウレスロトームセット

Urethrotome set


対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌 (STERIS社)

材質: アルミニウム・シリコン

7223シリーズ


内寸: 498×244×60mm 外寸: 520×260×80mm



M-7223-012

サミット ウレスロトームセット用トレイ タイプ1

¥ 239,500




M-7223-012-1

サミット ウレスロトームセット用トレイ タイプ1 ライトガイド無 ¥ 217,500

7123シリーズ

内寸: 387×244×60mm 外寸: 410×260×80mm



M-7123-007

サミット ウレスロトームセット用トレイ タイプ2

¥ 169,500

シリコンケース

IN-2652

シリコンケース パーツ用

¥ 12,500

内寸: 76×76×19mm



パークティニアスネフロスコープ

Percutaneous Nephroscope

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌 (STERIS社)


材質: アルミニウム・シリコン




M-7240-003

7240シリーズ

内寸: 498×244×105mm 外寸: 520×260×125mm



上段



下段


M-7240-003

サミット パークティニアスネフロスコープセット用トレイ

¥ 326,200

7223シリーズ

内寸: 498×244×60mm 外寸: 520×260×80mm



M-7223-008

サミット パークティニアスネフロスコープ用トレイ

¥ 164,000

OLYMPUS: WA33036A

硬性膀胱尿道鏡・尿管鏡

Ureteroscope


対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌 (STERIS社)

材質: アルミニウム・シリコン

6500シリーズ

内寸: 450×135×60mm 外寸: 475×150×80mm



M-6500-002


サミット 処置用スコープ用トレイ

¥124,000

OLYMPUS: WA31000A

7454シリーズ

内寸: 630×138×92mm 外寸: 658×150×112mm



M-7454-001


サミット ウレテロレノスコープ用トレイ

¥ 199,200

OLYMPUS: WA2UR11A・WA2UR14A・WA2UR21A

7453シリーズ

内寸: 630×138×76mm 外寸: 658×150×96mm



M-7453-001

サミット 尿管鏡用トレイ

¥ 187,600

OLYMPUS: WA29040A・WA29042A

RICHARD WOLF: 硬性尿管鏡

プロテクター

IN-7334

交換用 ラウンドプロテクター (4個セット)

¥ 13,000



術中電子リニア探触子

Intraoperative electronic linear transducer

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質:アルミニウム・シリコン

7530シリーズ

内寸:692×330×92mm 外寸:716×345×114mm



M-7530-001

サミット 術中電子リニア探触子用トレー


¥ 256,200

FUJIFILM:UST 5418

7583シリーズ

内寸:658×244×76mm 外寸:680×260×96mm

STERRAD®100S 推奨サイズ




M-7583-022

サミット 術中電子リニア探触子用トレー

¥ 240,000

FUJIFILM:L44LA



M-7583-016

サミット 術中電子リニア探触子用トレー


¥ 242,000

キヤノンメディカルシステムズ:PET-805LA

2020シリーズ

内寸:584×286×76mm 外寸:614×300×96mm

STERRAD®100S 推奨サイズ



M-2020-016

サミット 術中電子リニア探触子用トレー

¥ 252,000

キヤノンメディカルシステムズ:PET-805LA

超音波プローブ

Ultrasonic probe

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質: アルミニウム・シリコン

8610・7120シリーズ

内寸: 387×244×51mm 外寸: 410×260×71mm



M-8610-002

サミット 超音波プローブ用トレイ

¥ 191,500

FUJIFILM: L43K ※同型製品収納可能




M-7120-001

サミット 超音波プローブ用トレイ

¥ 173,500

FUJIFILM: C42K ※同型製品収納可能



M-7120-002

サミット 超音波プローブ用トレイ

¥ 173,500

FUJIFILM: S31KP ※同型製品収納可能

スタンダードトレイ

Standard Tray

対応滅菌方法：

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質：アルミニウム・シリコン



IN-7250



IN-7220

IN-7223

IN-7230

IN-7240

製品番号	製品名	内寸 / 外寸	価格
IN-7220	サミット スタンダードトレイ フルサイズ 高さ51mm	498×244× 51mm / 520×260× 71mm	¥ 105,000
IN-7223	サミット スタンダードトレイ フルサイズ 高さ60mm	498×244× 60mm / 520×260× 80mm	¥ 115,000
IN-7230	サミット スタンダードトレイ フルサイズ 高さ76mm	498×244× 76mm / 520×260× 96mm	¥ 125,000
IN-7240	サミット スタンダードトレイ フルサイズ 高さ105mm	498×244×105mm / 520×260×125mm	¥ 135,000
IN-7250	サミット スタンダードトレイ フルサイズ 高さ136mm	498×244×136mm / 520×260×156mm	¥ 145,000

シリコンマット

IN-2616

サミット シリコンマット(ファイン)

¥ 40,000



480×330mm ※ご希望のサイズにカットしてご使用いただけます。

IN-2617


サミット シリコンマット(ファイン)

¥ 20,000

330×241mm



表面



裏面

スタンダードトレー ミドルサイズ

Standard Tray Middle size

対応滅菌方法：

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌（STERIS社）

材質：アルミニウム・シリコン




製品番号	製品名	内寸	/	外寸	価格
IN-7120	サミット スタンダードトレー ミドルサイズ 高さ51mm	387×244× 51mm	/	410×260× 71mm	¥ 95,000
IN-7123	サミット スタンダードトレー ミドルサイズ 高さ60mm	387×244× 60mm	/	410×260× 80mm	¥ 105,000
IN-7130	サミット スタンダードトレー ミドルサイズ 高さ76mm	387×244× 76mm	/	410×260× 96mm	¥ 115,000
IN-7140	サミット スタンダードトレー ミドルサイズ 高さ105mm	387×244×105mm	/	410×260×125mm	¥ 125,000
IN-7160	サミット スタンダードトレー ミドルサイズ 高さ152mm	387×244×152mm	/	410×260×172mm	¥ 135,000

中段シェルフポスト

IN-3637 48mm
IN-3638 54mm
IN-3639 64mm 1本 ¥ 4,800

IN-3640 76mm
IN-3641 98mm 1本 ¥ 6,800

※ご希望の高さを4本お選びください。



中段シェルフ

IN-2690
中段シェルフ フルサイズ ¥ 53,000

内寸：495×241×25mm

IN-2693
中段シェルフ ミドルサイズ ¥ 48,000

内寸：381×241×25mm

鉗子

Laparoscopic Forcep

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)


材質:アルミニウム・シリコン



M-7560-001

7560シリーズ

内寸:606×244×152mm 外寸:630×260×170mm



M-7560-001


サミット 鉗子6本用トレイ

¥ 299,000

OLYMPUS:HICURA ※同型製品収納可能

7252シリーズ

内寸:558×138×60mm 外寸:580×155×80mm



M-7252-001

サミット 鉗子1本用トレイ

¥ 152,000

OLYMPUS:HICURA ※同型製品収納可能

脳外科バイオネット型鑷子

Neurosurgery bayonet forceps

対応滅菌方法:


プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌 (STERIS社)

材質: アルミニウム・シリコン





IN-5401-12

IN-5401-08



IN-5401-03



IN-5401

IN-5401-02

製品番号	製品名	内寸	/	外寸	価格
IN-5401-02	脳外科バイオネット型鑷子 2本用トレー	248 × 54 × 29mm	/	264 × 62 × 37mm	¥ 82,000
IN-5401-03	脳外科バイオネット型鑷子 2本用トレー ロング	305 × 54 × 38mm	/	321 × 62 × 46mm	¥ 85,000
IN-5401	脳外科バイオネット型鑷子 6本用トレー	248 × 118 × 29mm	/	264 × 126 × 37mm	¥ 85,000
IN-5401-08	脳外科バイオネット型鑷子 8本用トレー	305 × 184 × 38mm	/	321 × 192 × 46mm	¥ 100,000
IN-5401-12	脳外科バイオネット型鑷子 12本用トレー	305 × 244 × 38mm	/	321 × 252 × 46mm	¥ 120,000



しっかり固定と保護

フタに取り付けられたシリコンバーが
器具をしっかり固定・保護します。



フタを確実に固定

フタはヒンジとロックレバーにより
確実にベースに固定されます。

INDEX

※同形の製品収納可能

ビデオスコープ・ファイバースコープ

P1-3	M-7583-3D-JS	OLYMPUS: LTF-S300-10-3D	内寸: 658×244× 76mm / 外寸: 680×260× 96mm
	M-7583-001	OLYMPUS: LTF-S190-5、LTF-S190-10	
	M-7583-END-1	OLYMPUS: WA50080A※	
	M-7583-006	OLYMPUS: CYF-VHA※	
	M-7583-017	OLYMPUS: HYF-V	
	M-7583-018	OLYMPUS: CHF-V2	
	M-7583-006-1	OLYMPUS: CYF-5A	
	M-7583-009	OLYMPUS: URF-P7	
	M-7583-011	OLYMPUS: URF-V3	
	M-7583-010	OLYMPUS: VEF-V	
	M-7583-013	OLYMPUS: BF-Q290※	
	M-7583-014	OLYMPUS: BF-XP60	
	M-7583-019	OLYMPUS: HYF-XP※	
	M-7583-020	OLYMPUS: LF-DP・TP・GP	
	M-7583-021	OLYMPUS: LF-DP・TP・GP	
P3-5	M-2020-3D-JS	OLYMPUS: LTF-S300-10-3D	内寸: 584×286× 76mm / 外寸: 614×300× 96mm
	M-2020-001	OLYMPUS: LTF-S190-5、LTF-S190-10	
	M-2020-END-1	OLYMPUS: WA50080A※	
	M-2020-027	OLYMPUS: LTF-H290	
	M-2020-006	OLYMPUS: CYF-VHA※	
	M-2020-017	OLYMPUS: HYF-V	
	M-2020-018	OLYMPUS: CHF-V2	
	M-2020-006-1	OLYMPUS: CYF-5A	
	M-2020-009	OLYMPUS: URF-P7	
	M-2020-011	OLYMPUS: URF-V3	
	M-2020-013	OLYMPUS: BF-Q290※	
	M-2020-014	OLYMPUS: BF-XP60	
	M-2020-019	OLYMPUS: HYF-XP※	
	M-2020-020	OLYMPUS: LF-DP・TP・GP	
	M-2020-021	OLYMPUS: LF-DP・TP・GP	

エアウェイマネジメントモバイルスコープ

P5	M-7583-MAF	OLYMPUS: MAF-TM2・GM2・DM2	内寸: 658×244× 105mm / 外寸: 680×260× 125mm 内寸: 572×330× 105mm / 外寸: 595×345× 125mm
	M-7343-MAF	OLYMPUS: MAF-TM2・GM2・DM2	

カメラヘッド

P6	カメラヘッド		内寸:387×244× 51mm / 外寸:410×260× 71mm 内寸:387×244× 76mm / 外寸:410×260× 96mm
	M-8610-001	OLYMPUS:CH-S200-08-LB	
	M-8613-002	OLYMPUS:CH-S190-XZ-E	
	M-8613-003	OLYMPUS:CH-S400-XZ-EA・EB	
	M-8613-005	OLYMPUS:CH-S200-XZ-EA・EB	
	M-8613-007	OLYMPUS:CH-S700-XZ-EA	
	M-8613-006	Stryker:1488HD・1688HD	
P7	カメラヘッド+スコープ		内寸:498×244× 60mm / 外寸:520×260× 80mm
	M-8620-002	OLYMPUS:CH-S190-XZ-E	
	M-8620-003	OLYMPUS:CH-S400-XZ-EA・EB	
	M-8620-004	OLYMPUS:CH-S200-XZ-EA・EB	
	M-8620-011	OLYMPUS:CH-S700-XZ-EA	
	M-8620-009	Stryker:1488HD・1688HD	

P9	スコープシステムトレー		
	IN-6031-R	内寸:279×162×	60mm / 外寸:304×177× 80mm
	IN-6032-R	内寸:520×142×	60mm / 外寸:545×157× 80mm
	IN-6033-R	内寸:635×142×	60mm / 外寸:660×157× 80mm

泌尿器科

P10	レゼクトセット		
	M-7223-010/M-7223-010-1	内寸:498×244×	60mm / 外寸:520×260× 80mm
	M-7123-006/M-7123-006-1	内寸:387×244×	60mm / 外寸:410×260× 80mm

膀胱尿道鏡セット

M-7223-011/M-7223-011-1	内寸:498×244×	60mm / 外寸:520×260× 80mm
M-7230-011/M-7230-011-1	内寸:498×244×	76mm / 外寸:520×260× 96mm

P11	ウレスロトームセット		
	M-7223-012	内寸:498×244×	60mm / 外寸:520×260× 80mm
	M-7223-012-1		
	M-7123-007	内寸:387×244×	60mm / 外寸:410×260× 80mm

P12	パークティニアスネフロスコープ		
	M-7240-003	内寸:498×244×105mm	/ 外寸:520×260×125mm
	M-7223-008	内寸:498×244×	60mm / 外寸:520×260× 80mm

P13	硬性膀胱尿道鏡・尿管鏡		
	M-6500-002	内寸:450×135×	60mm / 外寸:475×150× 80mm
	M-7454-001	OLYMPUS: WA2UR11・14A・21A	内寸:630×138× 92mm / 外寸:658×150×112mm
	M-7453-001	OLYMPUS: WA29040A・42A	内寸:630×138× 76mm / 外寸:658×150× 96mm
		RICHARD WOLF: 硬性尿管鏡※	

エコープローブ

P14	術中電子リニア探触子		
	M-7530-001	FUJIFILM: UST 5418	内寸:692×330× 92mm / 外寸:716×345×114mm
	M-7583-022	FUJIFILM: L44LA	内寸:658×244× 76mm / 外寸:680×260× 96mm
	M-7583-016	キャノンメディカルシステムズ: PET-805LA	内寸:658×244× 76mm / 外寸:680×260× 96mm
	M-2020-016	キャノンメディカルシステムズ: PET-805LA	内寸:584×286× 76mm / 外寸:614×300× 96mm

P15	超音波プローブ		
	M-8610-002	FUJIFILM: L43K※	内寸:387×244× 51mm / 外寸:410×260× 71mm
	M-7120-001	FUJIFILM: C42K※	
	M-7120-002	FUJIFILM: S31KP※	

スタンダードトレー

P16	スタンダードトレー		
	IN-7220	内寸:498×244×	51mm / 外寸:520×260× 71mm
	IN-7223	内寸:498×244×	60mm / 外寸:520×260× 80mm
	IN-7230	内寸:498×244×	76mm / 外寸:520×260× 96mm
	IN-7240	内寸:498×244×105mm	/ 外寸:520×260×125mm
	IN-7250	内寸:498×244×136mm	/ 外寸:520×260×156mm

P17	スタンダードトレー ミドルサイズ		
	IN-7120	内寸:387×244×	51mm / 外寸:410×260× 71mm
	IN-7123	内寸:387×244×	60mm / 外寸:410×260× 80mm
	IN-7130	内寸:387×244×	76mm / 外寸:410×260× 96mm
	IN-7140	内寸:387×244×105mm	/ 外寸:410×260×125mm
	IN-7160	内寸:387×244×152mm	/ 外寸:410×260×172mm

鉗子

P18	M-7560-001※	内寸:606×244×152mm	/ 外寸:630×260×171mm
	M-7252-001※	内寸:558×138× 60mm	/ 外寸:580×155× 80mm

脳外科バイオネット型鑷子

P19	IN-5401-02	内寸:248× 54× 29mm	/ 外寸:264× 62× 37mm
	IN-5401-03	内寸:305× 54× 38mm	/ 外寸:321× 62× 46mm
	IN-5401	内寸:248×118× 29mm	/ 外寸:264×126× 37mm
	IN-5401-08	内寸:305×184× 38mm	/ 外寸:321×192× 46mm
	IN-5401-12	内寸:305×244× 38mm	/ 外寸:321×252× 46mm



made in U.S.A

