




**Eye
Technology**
A MedOne Company

F-2055 稲村氏カプスロレキ西斯鑷子 10.5mm 1.8mm切開用

¥ 87,000



グリッドチップ




稲村氏カプスロレキ西斯鑷子のオリジナルモデルを忠実に再現しました。
適度な弾性を備えたスプリングハンドルが安定した操作感をもたらします。

✓ 専用滅菌トレー M-2610A

✓ 専用滅菌トレーのご紹介

デリケートなチップを安全に保護するために、専用のトレーに収納することをお薦めします。



M-2610A

カプスロレキ西斯鑷子・インジェクター用滅菌トレー 152×64×32mm



カプスロレキ西斯鑷子のチップ先端がマットやトレーに触れないよう、深底のトレーにチップを上に向けて収納します。フタに取り付けられたシリコンバーが鑷子をしっかりと固定します。

M.E. Technica
株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12
福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.metecnica.co.jp/>

製品の仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。 製造販売業許可番号:13B2X00180