

ニッケル水素充電電池を内蔵した充電ハンドルをお持ちのお客様へ

2016年より、リチウムイオン充電電池を内蔵した最新の充電ハンドル+充電器のパワースourceシステムが発売になります。充電電池の交換が必要になったこの機会に、是非新システムへの移行をお考えください。

対象製品

- X-002.99.106



使用商品 コンパクト充電ハンドル

- X-002.99.380/X-002.99.382



使用商品 ベータNT充電ハンドル、ベータR充電ハンドル



コンパクト充電ハンドル



ベータNT充電ハンドル



ベータR充電ハンドル

❖ 「ベータ4スリム/スタンダード充電ハンドル」と
「NT4充電器」の組み合わせで快適な操作環境が生まれます。

※ ベータ4スリム充電ハンドルとベータ4スタンダード充電ハンドルは、NT4充電器以外では使用できません。



❖ 最新のリチウムイオン充電電池を内蔵！



ニッケル水素充電電池と比べ、軽量でメモリー効果がほとんどありません。連続使用時間も長く、長寿命で経済的です。

❖ 電源スイッチの自動オン/オフ機能！

充電ハンドルのスイッチをオンのまま充電器に戻すとライトは自動的に消灯。充電器から外すと自動的に点灯します。オン/オフ操作は不要です。

❖ 左右独立した充電機能を備えた充電器！

青色のリング状のLEDが充電中と充電完了を異なる発光パターンで知らせます。過充電防止の安全設計です。

- M-201.99.484

「ベータ4スリム充電ハンドル」+「NT4充電器」

¥ 91,800

ベータ4スリム充電ハンドルは、軽量でコンパクトなハンドルです。

フル充電：約3時間 連続使用時間：(LED) 約3時間 (XHL電球) 約70分 重量：114g

X-007.99.474 ベータ4 スリム充電ハンドル 3.5V ¥ 42,500

X-002.99.484 NT4充電器 スリムハンドル用 ¥ 49,300

- M-101.99.494

「ベータ4スタンダード充電ハンドル」+「NT4充電器」

¥ 83,000

ベータ4スタンダード充電ハンドルにはバッテリー残量を知らせるLEDインジケータを内蔵しています。

インジケータ ● 充電して下さい

フル充電：約2時間 連続使用時間：(LED) 約9時間 (XHL電球) 約3時間 重量：235g

X-007.99.396 ベータ4 スタンダード充電ハンドル 3.5V ¥ 35,500

X-002.99.494 NT4充電器 ¥ 47,500



スタンダード
ハンドル底面

