

HEINE mini-c hand-held examination light

ポケットサイズのMedical Device

待望の **LED** エグザミネーションライト誕生

ISO15004-2(光ハザードに関する安全性)

及び、欧州連合指令(93/42/EEC)

が要求する全ての基準を満たした

医療用ライトです。



- 明るくて均質な照明光
- 手に馴染むグリップ形状
- 診療科を問わない汎用性の高い製品

D-008.73.109 ミニC LED エグザミネーションライト ¥13,500(税別)

色温度：4,000Kelvin 出力/寿命：250mW/60,000時間 重量：22g(乾電池含まず)

サイズ：20mm(W)×118mm(H) ※ボディカラーは黒のみです。

単4電池×2

製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。

