



滅菌トレーカタログ

Symmetry Medical





Index

■ マルチパック	ラージメタルトレイ	01 - 02
	MP3 メタルトレイ	03 - 05
	5500 鉗子用キット	06
	5000 ベース	07 - 08
	5000 インサートトレイ	09 - 10
■ スタックパック		11 - 12
■ スコープパック		13 - 14
■ アクセサリー	シリコンバー	15 - 17
	シリコンマット	18
■ セッティングバリエーション		19 - 22
■ マイクロパック		23 - 26

対応する滅菌方法

AC オートクレーブ滅菌

EOG EOG滅菌

素材

アルミニウム / レイデルR / シリコン




滅菌トレーについて

- ・掲載された写真は器具の収納例です。トレーは豊富なアクセサリーとの組み合わせで自在にカスタマイズすることができます。器具の形状や使用環境に適した製品を提案させていただきます。お気軽にご相談ください。
- ・ラップした滅菌トレーを庫内に無理なく納められるよう、あらかじめ[滅菌器庫内のサイズ](#)をご確認ください。
- ・本カタログに掲載されているトレーはすべて滅菌用として設計されています。その他の用途には使用できません。

サイズについて

・外寸と内寸は、イラストに表した箇所を計測しています。



マルチパック ラージメタルトレイ

材質/アルミニウム

AC

EOG

多種多様な形状の軟性・硬性ファイバースコープやビデオスコープ、エコープローブなどを機能的に配置して、収納・滅菌するために開発された滅菌トレーです。

シリコンバーや可動ポストなど豊富なアクセサリーの組み合わせにより、様々な形状の器具を安全に固定することができます。

M.E.Technica
Original




MTC-6002 ラージメタルトレイ(マット付) 725×307×76mm

内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm (底面の足を含む)

腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

コンパクト収納 MP3-009-1 P4



MTC-6002-001


腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: LTF-S190-10 (LTF-S190-5・VH・VP・V3も収納可)

膀胱ビデオスコープ用トレイ

コンパクト収納 MP3-008-1 P3




MTC-6002-006

膀胱ビデオスコープ用トレイ

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: CYF-VA2/CYF-VHA

喉頭ファイバースコープ用トレー

コンパクト収納  M-275-004 P22

MTC-6002-008

喉頭ファイバースコープ用トレー

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: LF-TP/LF-DP/LF-GP

脳室ビデオスコープ用トレー

コンパクト収納  MP3-011-1 P4

MTC-6002-010


脳室ビデオスコープ用トレー

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: VEF-V

腎盂・尿管ビデオスコープ用トレー

喉頭ビデオスコープ用トレー

コンパクト収納  MP3-016-1 P5

MTC-6002-011

腎盂・尿管ビデオスコープ用トレー

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: URF-V3

MTC-6002-012

喉頭ビデオスコープ用トレー

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: LF-V

※ラップした滅菌トレーを庫内に無理なく納められるよう、あらかじめ **滅菌器庫内のサイズ** をご確認ください。※マットは3枚に分割されています。1枚シートではありません。

マルチパック^{エム ビースリー} MP3メタルトレイ

材質/アルミニウム(ベース・平フタ) **AC** **EOG**

エンドスコープに最適なMP3メタルトレイ。
軟性・硬性ファイバースコープやビデオスコープ、エコプローブなどを安全に収納します。




MP3 メタルトレイ (マット付) 725×307×76mm

内寸: 655×240×76mm 外寸: 672×253×90mm

	製品番号	商品名	サイズ
ベース	96258030	MP3 メタルトレイベース 76mm	655×240×76mm
フタ	96259003	MP3 メタルトレイ平フタ	672×253×11mm
シリコンマット	7026-04SD	シリコンマット スモールダイヤモンドグリッド	638×232mm

膀胱ビデオスコープ用トレイ


ゆったり収納 MTC-6002-006 **P1**



MP3-008-1
膀胱ビデオスコープ用トレイ 平フタセット

サイズ 内寸: 655×240×76mm 外寸: 672×253×90mm
対応機種 OLYMPUS: CYF-VA2/CYF-VHA

腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

ゆったり収納  MTC-6002-001 P1

OLYMPUS:LTF-S190-5


MP3-009-1

腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ 平フタセット

サイズ 内寸:655×240×76mm 外寸:672×253×90mm

対応機種 OLYMPUS:LTF-S190-5/LTF-S190-10

※LTF-S190-10を収納時は、ライトガイドケーブルの一部が硬性鏡の上にかかります。



OLYMPUS:LTF-S190-10

腹腔・胸腔スコープ用トレイ



※マットは7024-04ですが、7026-04SDに仕様変更しています。


MP3-010-1

腹腔・胸腔スコープ用トレイ 平フタセット

サイズ 内寸:655×240×76mm 外寸:672×253×90mm

対応機種 OLYMPUS:LTF-260/LTF-240

脳室ビデオスコープ用

ゆったり収納  MTC-6002-010 P2


MP3-011-1

脳室ビデオスコープ用トレイ 平フタセット

高フタ 内寸:655×240×112mm 外寸:675×250×125mm

対応機種 OLYMPUS:VEF-V

ヒステロファイバースコープ用トレイ




MP3-015-1

ヒステロファイバースコープ用トレイ 平フタセット

サイズ	内寸: 655×240×76mm 外寸: 672×253×90mm
対応機種	OLYMPUS: HYF-XP/HYF-1T

腎盂・尿管ファイバースコープ用トレイ




MP3-021-1

腎盂・尿管ファイバースコープ用トレイ 平フタセット

サイズ	内寸: 655×240×76mm 外寸: 672×253×90mm
対応機種	OLYMPUS: URF-P7

腎盂・尿管ビデオスコープ用トレイ

ゆったり収納  MTC-6002-011 P2



MP3-016-1

腎盂・尿管ビデオスコープ用トレイ 平フタセット

サイズ	内寸: 655×240×76mm 外寸: 672×253×90mm
対応機種	OLYMPUS: URF-V3


マルチパック 5500 鉗子用キット

材質/レイデルR


AC

EOG

ワイヤーラックに取り付けた留具で鉗子を固定する鉗子専用トレーです。
トレー内部の空間を生かして手術小物を収納することもできます。



ラパロ鉗子用トレー



M-55005372

ラパロ鉗子用トレー 5mm&10mm

サイズ 内寸: 508×226×153mm 外寸: 534×254×164mm



M-55005373

ラパロ鉗子用トレー 5mm

サイズ 内寸: 508×226×153mm 外寸: 534×254×164mm

※鉗子のメーカーにより、収納本数は留具の穴の数より少ない場合があります。

マルチパック 5000ベース

材質/レイデルR **AC** **EOG**

マルチパックの基本となるトレイです。深さの異なるベーストレイと高さの異なるフタとの組み合わせで多種多様な器具を収納することができます。

シリコンバーや留具などのアクセサリーを使用して、器具を安全に固定・収納します。



2種類のフタをお選びいただけます。



■ 平フタ

スライドタイプの留具で、スタンダードな透明平フタです。



■ 高フタ


高さのあるフタで、ベーストレイの高さをサイズアップできます。

5000-01-275Pベース

**5000-275-1**

5000-01-275Pベース 平フタセット


サイズ	内寸: 508×226×66mm	外寸: 534×254×91mm
-----	------------------	------------------

**5000-275-2**

5000-01-275Pベース 高フタセット


サイズ	内寸: 508×226×102mm	外寸: 534×254×115mm
-----	-------------------	-------------------

5000-01-475Pベース

**5000-475-1**

5000-01-475Pベース 平フタセット

サイズ	内寸: 508×226×117mm	外寸: 534×254×140mm
-----	-------------------	-------------------

**5000-475-2**

5000-01-475Pベース 高フタセット

サイズ	内寸: 508×226×153mm	外寸: 534×254×164mm
-----	-------------------	-------------------

※5000-01-475Pベーストレイには、中段トレイを取り付けられます。
 トレイ 5010-03-180P 留具 5231×4

※マットはP16の3種類からお選びください。 ※マルチパックの全てのアクセサリーを使用することができます。P13-15をご参照ください。

マルチパック インサートトレイ

材質/レイデルR

AC

EOG

サイズバリエーションが豊富で多種多様な器具を収納することができます。

※セット番号はありません。ご注文の際は、フタ、ベース、マットなど、必要となる製品の番号をお知らせください。

5010シリーズ



ベース	5010-03-180P	490×215×43mm
平フタ	5010-50-000P	516×235×13mm
シリコンマット	5010-04	485×211mm

サイズ 内寸: 490×215×43mm 外寸: 516×235×68mm

5023シリーズ



ベース	5023-03-180P	315×215×43mm
平フタ	5023-50-000P	342×236×13mm
シリコンマット	5023-04	315×211mm

サイズ 内寸: 315×215×43mm 外寸: 342×236×68mm

5022シリーズ



ベース	5022-03-180P	235×215×43mm
平フタ	5022-50-000P	258×236×13mm
シリコンマット	5022-04	231×211mm

サイズ 内寸: 235×215×43mm 外寸: 258×236×68mm

✓ スタックパック同サイズ
5722シリーズ P11

※マットはP16の表からお選びください。 ※マルチパックの全てのアクセサリーを使用することができます。P13-15をご参照ください。

スタックパック


材質/レイデルR

AC

EOG

ベーストレイ単体でも、重ねて使用ができるトレイです。中段を使用することなく、ベーストレイを重ねて収納量を増やせます。後からでもベーストレイの追加ができる唯一のトレイです。


フタ 5722-50-000P



ベース 5722-03-180P

5722シリーズ

※セット番号はありません。ご注文の際は、フタ、ベース、マット、必要となる製品番号をお知らせください。




同サイズ
5022シリーズ P10

浅型ベース	5722-03-180P	235×215×43mm
平フタ	5722-50-000P	255×236×13mm
シリコンマット	5022-04	231×211mm

サイズ 内寸: 235×215×43mm 外寸: 266×236×68mm

器具を用途別に仕分けするなど効率の良い収納が行えます。

※マルチパックの全てのアクセサリーを使用することができます。P13-15をご参照ください。



※深型トレイは製造工程上、トレイの下部と比べ上部のサイズが若干大きくなっています。重ねた際の安定性には影響ありませんのでご了承ください。


スコープパック

材質/レイデルR

AC

EOG

豊富なアクセサリとの組み合わせにより硬性鏡や長尺の器具を安全に収納・滅菌することができます。



シリコンバー付スタンダードセット

● 硬性鏡収納用 トレーとシリコンバーのセットです。

製品番号	商品名	サイズ	収納本数	使用シリコンバー
9312	スコープトレーセット S	内寸：281× 76×28mm 外寸：319× 87×42mm	1本	5350×1, 5351×1
9317	スコープトレーセット M	内寸：408× 76×28mm 外寸：446× 87×42mm	1本	5350×2, 5351×1
9321	スコープトレーセット L	内寸：510× 76×28mm 外寸：548× 87×42mm	1本	5350×2, 5351×1
9326*	スコープトレーセット XL	内寸：642×100×62mm 外寸：680×116×80mm	2本	5353×4, 5352×2
9331	スコープトレーセット LONG	内寸：767×116×62mm 外寸：814×132×78mm	2本	5353×4, 5352×2

*9326 留具なし

スコープトレイ (シリコンバーなし)


● 収納本数や器具の形状に応じてトレイとシリコンバーをお選びください。

製品番号	商品名	サイズ
9312-00	スコープトレイセット S	内寸：281× 76×28mm 外寸：319× 87×42mm
9317-00	スコープトレイセット M	内寸：408× 76×28mm 外寸：446× 87×42mm
9321-00	スコープトレイセット L	内寸：510× 76×28mm 外寸：548× 87×42mm
9326-00	スコープトレイセット XL	内寸：642×100×62mm 外寸：680×116×80mm
9331-00	スコープトレイセット LONG	内寸：767×116×62mm 外寸：814×132×78mm


※選択するシリコンバーにより2本まで収納できます。

シリコンバー (バーホルダー付)


● ネジが2ヶ付属しています。




5350

シリコンバー 1スロット
φ15mmオープン


5351

シリコンバー 1スロット
φ8mmクローズ

5352

シリコンバー 1スロット
φ12mmクローズ

5353

シリコンバー 1スロット
φ12mmオープン


5354

シリコンバー 1スロット
φ6mmクローズ

※シリコンバーのサイズは38mmです。

※スコープ2本用に2つ穴のご用意できます。
右写真参考。詳細はお気軽にご相談ください。

※シリコンバーは、上記以外の製品を選ぶことができます。P13-14 をご参照ください。



【使用例】

シリコンマット スモールダイヤモンドグリッド

7026-04SD-1	シリコンマット	9326-00用	638×100mm
7026-04SD	シリコンマット	9331-00用※	638×232mm

※9331-00用は専用マットではありません。カットしてご使用ください。




アクセサリ

φ8mm




φ12mm



φ12mm



φ15mm



φ6mm




MTC-7001 φ8～15mm 星型 1 スロット






φ22mm







φ30mm






シリコンバー(バーホルダー・ネジ2ヶ付) 写真は原寸大です。



シリコンマット

収納する器具により、3種類のメッシュタイプからお選びください。


■ シリコンマット（ファイン）



■ シリコンマット（スモールダイヤモンドグリッド）



■ シリコンマット（ダイヤモンドグリッド）



	サイズ	ファイン	スモールダイヤモンドグリッド	ダイヤモンドグリッド
5000シリーズ	501×225mm	5000-04	—	—
5010/5710シリーズ	485×211mm	5010-04	—	—
5022/5722シリーズ	231×211mm	5022-04	—	5022-04D
5023シリーズ	315×211mm	5023-04	—	—
MP3シリーズ	638×232mm	—	7026-04SD	—

セッティング バリエーション

AC EOG


多彩な組み合わせができるマルチパックの使用例をご紹介します。
掲載写真以外の器具の配置も可能です。お気軽にご相談ください。




■ 5022シリーズ




■ 5023シリーズ



■ 5000-275-1シリーズ



■ 5010シリーズ



カメラヘッド用トレイ

OLYMPUS



■ 5022シリーズ

M-5022-003

ハイビジョン ウロカメラヘッド用トレイ

サイズ 内寸:235×215×43mm 外寸:258×236×68mm

対応機種 OLYMPUS:CH-S190-08-LB



■ 5023シリーズ

M-5023-001

ハイビジョン ウロカメラヘッド用トレイ

サイズ 内寸:315×215×43mm 外寸:342×236×68mm

対応機種 OLYMPUS:CH-S190-08-LB

カメラヘッド+ライトガイド用トレイ

OLYMPUS



■5000-275-1シリーズ

M-275-001

カメラヘッド+ライトガイド用トレイ (OTV シリーズ)

サイズ	内寸:508×226×66mm	外寸:534×254×91mm
-----	-----------------	-----------------



■5000-275-1シリーズ

M-275-003

スリーチップカメラヘッド+ライトガイド用トレイ

サイズ	内寸:508×226×66mm	外寸:534×254×91mm
-----	-----------------	-----------------

対応機種	OLYMPUS:CH-S190-XZ-E
------	----------------------



■5000-275-1シリーズ

M-275-006

ハイビジョン ウロカメラヘッド+ライトガイド用トレイ

サイズ	内寸:508×226×66mm	外寸:534×254×91mm
-----	-----------------	-----------------

対応機種	OLYMPUS:CH-S190-08-LB
------	-----------------------



■5000-275-1シリーズ

M-275-008


HD 3CMOS カメラヘッド+ライトガイド用トレイ

サイズ	内寸:508×226×66mm	外寸:534×254×91mm
-----	-----------------	-----------------

対応機種	OLYMPUS:CH-S200-XZ-EA
------	-----------------------

膀胱・尿道鏡用トレイ

OLYMPUS




■5000-275-1シリーズ

M-URO-001

膀胱・尿道鏡セット用トレイ 1

サイズ 内寸:508×226×66mm 外寸:534×254×91mm



■5000-275-1シリーズ

M-URO-005

膀胱・尿道鏡セット用トレイ 2

サイズ 内寸:508×226×66mm 外寸:534×254×91mm

※ヘーベル付きブリッジをご収納の場合はこちらをお選びください。



■5010シリーズ

M-URO-007

膀胱・尿道鏡セット用トレイ 3

M-URO-007-2


膀胱・尿道鏡セット用トレイ 高フタセット 4

平フタ 内寸:490×215×43mm 外寸:516×235×68mm

高フタ 内寸:490×215×79mm 外寸:516×235×87mm

※ヘーベル付きブリッジも収納の場合は高フタセットをお選びください。

HOLEP用トレイ



■5010シリーズ

M-URO-008

HOLEP セット用滅菌トレイ

サイズ 内寸:490×215×43mm 外寸:516×235×68mm

喉頭ファイバースコープ用トレイ

OLYMPUS

ゆったり収納  MTC-6002-008 P2

■5000-275-1シリーズ

M-275-004


喉頭ファイバースコープ用トレイ（光源付）

M-275-004-1

喉頭ファイバースコープ用トレイ（光源無）

サイズ	内寸: 508×226×66mm	外寸: 534×254×91mm
-----	------------------	------------------

鉗子用トレイ



■5000-275-1シリーズ

5000-275-1 鉗子用トレイ

5000-475-1 鉗子用トレイ

275	内寸: 508×226×66mm	外寸: 534×254×91mm
-----	------------------	------------------

475	内寸: 508×226×117mm	外寸: 534×254×140mm
-----	-------------------	-------------------

※鉗子など収納数に応じて深さをお選びください。

関節鏡用トレイ

OLYMPUS




■5023シリーズ

M-ART-5023



関節鏡用トレイ（2.7mm & 4mm）

サイズ	内寸: 315×215×43mm	外寸: 342×236×68mm
-----	------------------	------------------

※掲載写真以外の器具の配置も可能です。お気軽にご相談ください。



鋼製小物用滅菌トレーのご紹介



シンメトリーメディカル社のマイクロパック滅菌トレーは、Radel-R[レイデル]を用いた軽量かつ耐久性に優れた製品です。

豊富なサイズバリエーションにより、器具の形状や手術セットに適したトレーが選べます。
視認性に優れ器具の判別が容易です。


AC

EOG

MICROPAK SERIES 1

●ワンタッチで開閉できるメタル製ストッパー ●堅牢さと操作性に優れています

マイクロパックシリーズ1 (一段)




#0105

#0105

外寸: 285×178×29mm / 245×141×16mm

#0105

ベース+フタ ベース用マット 10本




#1015

#1015

外寸: 283×180×80mm / 233×133×63mm

#1015

ベース+フタ ベース用マット



#0116

#0116

外寸: 394×247×31mm / 328×187×18mm

#0116

ベース+フタ ベース用マット 20本

#0119

外寸: 540×336×30mm / 463×259×16mm

#0119



ベース+フタ ベース用マット

※収納器具数はマイクロサージャリー器具を目安にしています。

MICROPAK SERIES 2

● 保管場所に困らないコンパクトなスタイル ● 軽量で廉価な汎用タイプです

マイクロパックシリーズ2（一段）



#0111 153×51×18mm

#0111 ベース+フタ ベース用マット 1~2本

#0103 204×78×19mm

#0103 ベース+フタ ベース用マット 3本

#0211 153×77×18mm

#0211 ベース+フタ ベース用マット 3本

#0112 250×70×32mm

#0112 ベース+フタ ベース用マット


#1011 241×140×18mm

#1011 ベース+フタ ベース用マット 10本

#2011 379×253×18mm

#2011 ベース+フタ ベース用マット

マイクロパックシリーズ2（二段）



#1021 221×131×35mm

#1021 ベース+フタ ベース用マット 中段トレー(マット付) 2段 20本


#2025 366×240×35mm

#2025 ベース+フタ ベース用マット

SILICONE MATS

● ファインメッシュ・粗いメッシュの二種類 ● 孔付き・孔無しがあります

シリコンマット



ファイン

463×259mm

#0031-04

ファイン/孔無し

#0033-04

ファイン/孔付き

粗

463×259mm

#0030-04

粗/孔無し

M-5022-003	OLYMPUS:CH-S190-08-LB	内寸:235×215× 43mm 外寸:258×236× 68mm
M-5023-001	OLYMPUS:CH-S190-08-LB	内寸:315×215× 43mm 外寸:342×236× 68mm
M-275-001	—	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
M-275-003	OLYMPUS:CH-S190-XZ-E	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
M-275-006	OLYMPUS:CH-S190-08-LB	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
M-275-008	OLYMPUS:CH-S200-XZ-EA	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
M-URO-001	膀胱・尿道鏡用	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
M-URO-005	膀胱・尿道鏡用	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
M-URO-007	膀胱・尿道鏡用	内寸:490×215× 43mm 外寸:516×235× 68mm
M-URO-007-2	膀胱・尿道鏡用	内寸:490×215× 79mm 外寸:516×235× 87mm
M-URO-008	HOLEP用	内寸:490×215× 43mm 外寸:516×235× 68mm
M-275-004	喉頭ファイバースコープ用	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
M-275-004-1	喉頭ファイバースコープ用	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
5000-275-1	鉗子用	内寸:508×226× 66mm 外寸:534×254× 91mm
5000-475-1	鉗子用	内寸:508×226×117mm 外寸:534×254×140mm
M-ART-5023	関節鏡用	内寸:315×215× 43mm 外寸:342×236× 68mm

マイクロバックシリーズ 1

P24

#0105	内寸:245×141× 16mm 外寸:285×178× 29mm
#1015	内寸:233×133× 63mm 外寸:283×180× 80mm
#0116	内寸:328×187× 18mm 外寸:394×247× 31mm
#0119	内寸:463×259× 16mm 外寸:540×336× 30mm

マイクロバックシリーズ 2

P25

#0111	内寸:153× 51× 18mm
#0103	内寸:204× 78× 19mm
#0211	内寸:153× 77× 18mm
#0112	内寸:250× 70× 32mm
#1011	内寸:241×140× 18mm
#2011	内寸:379×253× 18mm
#1021	内寸:221×131× 35mm
#2021	内寸:366×240× 35mm

マルチパック ラージメタルトレイ	P1-2
内寸: 725×307× 76mm 外寸: 753×323× 90mm	

MTC-6002-001 [OLYMPUS:LTF-S190-10](#) (LTF-S190-5・VH・VP・V3も収納可)
 MTC-6002-006 [OLYMPUS:CYF-VA2/CYF-VHA](#)
 MTC-6002-008 [OLYMPUS:LF-TP/LF-DP/LF-GP](#)
 MTC-6002-010 [OLYMPUS:VEF-V](#)
 MTC-6002-011 [OLYMPUS:URF-V3](#)
 MTC-6002-012 [OLYMPUS:LF-V](#)

マルチパック MP3メタルトレイ	P3-5
内寸: 655×240× 76mm 外寸: 672×253× 90mm	

MP3-008-1 [OLYMPUS:CYF-VA2/CYF-VHA](#)
 MP3-009-1 [OLYMPUS:LTF-S190-5/LTF-S190-10](#)
 MP3-010-1 [OLYMPUS:LTF-260/LTF-240](#)
 MP3-011-1 [OLYMPUS:VEF-V](#)
 MP3-015-1 [OLYMPUS:HYF-XP/HYF-1T](#)
 MP3-021-1 [OLYMPUS:URF-P7](#)
 MP3-016-1 [OLYMPUS:URF-V3](#)

マルチパック 5500 鉗子キット	P6
内寸: 508×226×153mm 外寸: 534×254×164mm	

M-55005372 ラバ口鉗子 5mm&10mm
 M-55005373 ラバ口鉗子 5mm

マルチパック 5000ベース	P7-8
----------------	------

5000-275-1 内寸: 508×226× 66mm 外寸: 534×254× 91mm
 5000-275-2 内寸: 508×226×102mm 外寸: 534×254×115mm

 5000-475-1 内寸: 508×226×117mm 外寸: 534×254×140mm
 5000-475-2 内寸: 508×226×153mm 外寸: 534×254×164mm

マルチパック インサートトレイ	P9-10
-----------------	-------

5010 内寸: 490×215× 43mm 外寸: 516×235× 68mm
 内寸: 490×215× 79mm 外寸: 516×235× 87mm
 5023 内寸: 315×215× 43mm 外寸: 342×236× 68mm
 #1015 内寸: 233×133× 63mm 外寸: 283×180× 80mm
 5022 内寸: 235×215× 43mm 外寸: 258×236× 68mm

マルチパック スタックパック	P11-12
5722 内寸: 235×215× 43mm 外寸: 266×236× 68mm	

マルチパック スコープパック	P13-14
----------------	--------

9312 内寸: 281× 76× 28mm 外寸: 319× 87× 42mm
 9317 内寸: 408× 76× 28mm 外寸: 446× 87× 42mm
 9321 内寸: 510× 76× 28mm 外寸: 548× 87× 42mm
 9326 内寸: 642×100× 62mm 外寸: 680×116× 80mm
 9331 内寸: 767×116× 62mm 外寸: 814×132× 78mm

M.E. Technica

株式会社 エムイーテクニカ

東京 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4
TEL.03-5395-4588 FAX.03-5395-4866

大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12
TEL.06-6829-7912 FAX.06-6829-7922

札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL.011-792-6522 FAX.011-792-6522

仙台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-9-2 203
TEL.022-739-7975 FAX.022-739-7976

名古屋 〒464-0858 名古屋市千種区千種1-10-20 101
TEL.052-890-5565 FAX.052-890-5575

福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28
TEL.092-432-3740 FAX.092-432-3741

最新情報はホームページで

www.metecnica.co.jp

製品の仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。

製造販売業許可番号：13B2X00180