




**Eye
Technology**
A MedOne Company

I-9006 カプセルテンションリング インジェクター 18G


¥94,000



- インジェクター内のバネの作用により、カプセルテンションリングの挿入と摘出がスムーズです。
- 後部のプレートを外しシリンジを装着することで、インジェクター内のフラッシュ洗浄が可能です。

✓ 専用滅菌トレーのご紹介

デリケートなチップを安全に保護するために、専用のトレーに収納することをお薦めします。



M-2701S

硝子体器具用滅菌トレー 1本用/小スロット 190×64×19mm
¥10,500



インジェクターをしっかりと固定します。

 **M.E. Technica**
株式会社 エムイーテクニカ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4
TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866

■札幌 ■仙台 ■名古屋 ■大阪 ■福岡

www.met Technica.co.jp



製造販売業許可番号：13B2X00180