

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Indirect Ophthalmoscope

➤ **HEINE OMEGA® 500**

Quality in a new light

LED HO
LED NOW IN HEINE QUALITY.



OMEGA500 LED

LED
HQ

LEDテクノロジー

数十年にわたり、高い評価を受けてきたハイネ社のXHLキセノンハロゲンテクノロジー。そのスタンダードを満たすLEDテクノロジーが搭載されています。LEDのクオリティに妥協の必要はありません。

CRI
90

演色評価数

オメガ500 LEDは、眼底観察に適した高演色性のLEDを使用しています。CRI(演色評価数)は90と卓越した値で、赤単色においても75と非常に良好です。さらに色温度も理想的な4000Kで、従来の照明光と遜色のない眼底観察を可能にしました。

◆CRI(演色評価数)とは

色の見え方が自然光下での見え方にどれだけ近いを示す値です。この値が100に近いほど自然色で見えることとなります。



均質な照明光

眼底の微細な病変を見逃さないためには、照明光が均質で歪みがないことが重要です。ハイネ社の光学技術で培った照明光のクオリティは、LEDにおいても例外ではありません。

OMEGA500® LED UNPLUGGED オメガ500 LED アンプラグド



UNPLUGGED TYPE

● M-008.500.80	オメガ500 LED アンプラグド EN50壁掛け充電トランスセット セット構成:オメガ500 LED アンプラグド+EN50壁掛け充電トランス	¥ 699,100
● M-008.500.81	オメガ500 LED アンプラグド EN50壁掛け充電トランス+スタンドセット セット構成:オメガ500 LED アンプラグド+EN50壁掛け充電トランス+スタンド	¥ 732,100
● M-008.500.82	オメガ500 LED アンプラグド ACアダプターセット セット構成:オメガ500 LED アンプラグド+mPackアンプラグド充電用ACアダプター	¥ 668,100

OMEGA500® LED オメガ500 LED



CODE TYPE

● M-008.500.50	オメガ500 LED EN50卓上/壁掛けトランスセット セット構成:オメガ500 LED + EN50卓上/壁掛けトランス + 延長コード	¥ 689,000
● M-008.500.51	オメガ500 LED EN50卓上/壁掛けトランス+スタンドセット セット構成:オメガ500 LED + EN50卓上/壁掛けトランス + スタンド + 延長コード	¥ 722,000
● M-008.500.60	オメガ500 LED Pack携帯バッテリー+EN50パワーベースセット セット構成:オメガ500 LED +mPack携帯バッテリー+EN50パワーベース + 延長コード	¥ 733,000
● M-008.500.61	オメガ500 LED Pack携帯バッテリー+EN50パワーベース+スタンドセット セット構成:オメガ500 LED +mPack携帯バッテリー+EN50パワーベース + スタンド + 延長コード	¥ 766,000
● M-008.500.62	オメガ500 LED Pack携帯バッテリー+ACアダプターセット セット構成:オメガ500 LED +mPack携帯バッテリー+ACアダプター + 延長コード	¥ 659,000

製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。

