

ANICAN カプセルテンションリング

Capsular Tension Ring

カプセルテンションリングは、チン小帯脆弱やチン小帯断裂が疑われる難症例の白内障手術の際に使用します。

カプセルテンションリングを水晶体嚢の中に挿入することで、水晶体嚢は形状を維持して安定化し、その後の手術や眼内レンズの挿入を安全に遂行することができます。チン小帯脆弱症例では、無理な操作を行うとチン小帯断裂をきたす恐れがあります。CTRがインジェクターにプリロードされたタイプは、水晶体嚢内への挿入を容易にします。

以下の様な症例で有用です。

- 先天性、後発性チン小帯脆弱
- 外傷(チン小帯)
- 偽落屑症候群
- 水晶体嚢収縮のリスク(ぶどう膜炎など)

【ANICAN】

CTR 単体(滅菌済)

ACV001102	11mm
● ACV001302	13mm
ACV001502	15mm

CTR プリロードタイプ(滅菌済)

ACV001302-PL	13mm
ACV001602-PL	16mm

材 質：ポリメチルメタクリレート(PMMA)

製造業者：AJL オフサルミック(スペイン)



製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。

