


Capsulorhexis Forceps Vertical Cutting Scissors for MICS

ヘッドとハンドルが分離するデタッチャブルタイプ。
シャフト内部の洗浄が安全に行えるメンテナンス性に優れた製品です。

M-23100 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 G-system 23G アングルド ¥238,000

M-23200 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 G-system 23G BEAK ¥228,000

構成：チップ+ハンドル+クリーニングアダプタ



M-23800 八重剪刀® G-system 23G 3.0mm垂直刃

構成：チップ+ハンドル+クリーニングアダプタ

¥285,000



M-23100



M-23200




M-23800

Capsulorhexis Forceps Vertical Cutting Scissors

for MICS


システム構成

チップ + ハンドル + クリーニングアダプタ 各1点




M-23100 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子システム 23G アングルド
M-23200 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子システム 23G BEAK

¥238,000
¥228,000



M-23800
八重氏マイクロ虹彩剪刀システム 23G カーブシャフト 3.0mm 垂直刃


¥285,000



クリーニングアダプタに洗浄水を満たしたシリンジを接続して通水します。
洗浄水はシャフト内部を洗浄し、チップ前方より排水されます。写真はヘッド後部にクリーニングアダプタを取り付けた状態

専用滅菌トレー

チップとハンドルを最大2セット安全に収納することができます。収納するチップとハンドルの数をお知らせください。



M-2600A マイクロ鑷子・剪刀用滅菌トレー G-system 152×64×19mm



¥6,400

単品価格表

G-38242	池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子チップ 23G アングルド	¥139,000
G-38244	池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子チップ 23G BEAK	¥129,000
G-38246	八重氏マイクロ虹彩剪刀チップ 23G カーブシャフト 3.0mm 垂直刃	¥186,000
G-38240	ユニバーサルハンドル	¥ 99,000
G-36604	クリーニングアダプタ	¥ 10,000

