



❖ Laryngoscopes

喉頭鏡

ハイネの喉頭鏡ハンドルとブレードは、ISO7376（グリーンスタンダード）適合品です。



喉頭鏡のブレードにはグリーンのドットがマーキングされています。
ハンドル・ブレード共に他社の同規格品と互換性があります。




ブレード内部に設けられた光路(ファイバーオプティック)は、6500本ものファイバーを高密度に束ねて形成され、優れた光透過性を実現しています。

Green Standard

滑らかに仕上げられたブレード表面は生体に優しくメンテナンスや洗浄も容易です。

ファイバー両端は精緻に加工され、4000回を超えるオートクレーブ滅菌(134℃/4分)が可能です。



マッキントッシュ断面図

		長さ/幅	
● F-000.22.100	マッキントッシュブレード 0	82mm/ 9mm	¥ 39,800
F-000.22.101	マッキントッシュブレード 1	94mm/10mm	¥ 39,800
F-000.22.102	マッキントッシュブレード 2	114mm/14mm	¥ 39,800
F-000.22.103	マッキントッシュブレード 3	134mm/14mm	¥ 39,800
F-000.22.143	マッキントッシュブレード 3m	134mm/14mm(強湾)	¥ 39,800
F-000.22.104	マッキントッシュブレード 4	155mm/15mm	¥ 42,000
F-000.22.105	マッキントッシュブレード 5	177mm/15mm	¥ 46,000

プラズマ、オートクレーブ滅菌(134℃/4分)が可能です。


*画像は原寸大です。





ミラー断面図



ウィス断面図



ハイン断面図



		長さ/幅	
● F-000.22.119	ミラーブレード 00	76mm/10mm	¥ 45,000
F-000.22.120	ミラーブレード 0	80mm/11mm	¥ 42,000
F-000.22.121	ミラーブレード 1	100mm/12mm	¥ 42,000
F-000.22.122	ミラーブレード 2	152mm/13mm	¥ 42,000
F-000.22.123	ミラーブレード 3	192mm/13mm	¥ 44,000
F-000.22.124	ミラーブレード 4	207mm/16mm	¥ 47,000
● F-000.22.131	ウィスブレード 1	110mm/13mm	¥ 34,000
F-000.22.132	ウィスブレード 2	130mm/16mm	¥ 34,000
F-000.22.133	ウィスブレード 3	160mm/16mm	¥ 35,000
● F-000.22.110	ハイン ショートブレード 0	82mm/12mm	¥ 43,000
F-000.22.111	ハイン ショートブレード 1	95mm/13mm	¥ 43,000

プラズマ、オートクレーブ滅菌(134℃/4分)が可能です。

*画像は原寸大です。



LED HQ

メンテナンス性に優れたエルゴノミックデザイン。電池を取り出すことなく流水洗浄や浸漬消毒が可能。

Green Standard



- ウォータープルーフ機能
完全防水設計。分解不要で洗浄が可能です。(防水等級IPX8)
- Non-Slip "Wave Design"
波形のグリップはしっかりと握れて滑りにくいデザインです。
- 高照度LED
従来のハロゲンタイプに比べ、3倍の明るさ。
LEDの質も向上しました。LEDの寿命は50,000時間以上で
急な球切れの心配もありません。



ハロゲン

LED

- F-008.22.820 単2電池×2
LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン 2.5V (重量266g)
¥ 59,800
- F-008.22.821 単3電池×2
スリム LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン 2.5V (重量210g)
¥ 58,800

LED HQ

使用頻度の高いショートサイズのマッキントッシュブレード4本とハンドルをジッパーケースに収納したセットです。

Green Standard



- M-228.18.820 単2電池×2
マッキントッシュブレードLED喉頭鏡ハンドル イージークリーンセット 2.5V
¥ 238,700
セット構成: マッキントッシュブレード1、2、3、4 + LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン + 収納ケース
- M-228.18.821 単3電池×2
マッキントッシュブレード スリム LED喉頭鏡ハンドル イージークリーンセット 2.5V
¥ 237,700
セット構成: マッキントッシュブレード1、2、3、4 + スリム LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン + 収納ケース

