



スムーズな穿刺としっかりとした安定性を保つトロカールとカニューラ。そしてシリコンチップニードルの挿入も容易で閉塞性に優れたクロージャールブがセットになったカニューラシステムです。

セット構成: カニューラ×3、トロカール×3、クロージャールブ×3、インフュージョンカニューラ×1

G-46511

UNO 1ステップカニューラシステム 25G シングルユース 6セット ¥227,000


●●● UNO 硝子体鉗子

シングルユースのチップにリユーザブルのハンドルを組み合わせた2コンポーネントシステム。一体型の製品と同様の操作感が得られます。



G-46541

UNO マイクロエンドグリップ鉗子 1.35mm 25G シングルユースチップ 6個入 ¥164,000



G-46542

UNO エンドグリップ鉗子 1.35mm 溝付 25G シングルユースチップ 6個入 ¥164,000



G-42544

UNO エイシメトリカル鉗子 0.9mm 25G シングルユースチップ 1個入 ¥34,000




鉗子



● G-40008 UNO チタニウムリユーザブルハンドル 8mm ¥58,000

G-40006 UNO チタニウムリユーザブルハンドル 6mm ¥58,000



スムーズな穿刺としっかりとした安定性を保つトロカールとカニューラ。そしてシリコンチップニードルの挿入も容易で閉塞性に優れたクロージャールバルブがセットになったカニューラシステムです。


セット構成: カニューラ×3、トロカール×3、クロージャールバルブ×3、インフュージョンカニューラ×1

G-46311

UNO 1ステップカニューラシステム 23G シングルユース 6セット ¥189,000


●●● UNO 硝子体鉗子/剪刀 23G

シングルユースのチップにリユーズابلのハンドルを組み合わせた2コンポーネントシステム。
一体型の製品と同様の操作感が得られます。



G-46341

UNO マイクロエンドグリップ鉗子 1.7mm 23G シングルユースチップ 6個入 ¥150,000



G-46342

UNO エンドグリップ鉗子 1.7mm 溝付 23G シングルユースチップ 6個入 ¥150,000



G-46343

UNO マイクロ鉗子 1.7mm 23G シングルユースチップ 6個入 ¥150,000



G-42361

UNO マイクロ剪刀 ストレート 1.6mm 23G シングルユースチップ 1個入 ¥36,000



鉗子



剪刀



● **G-40008** UNO チタニウムリユーズابلハンドル 8mm ¥58,000

G-40006 UNO チタニウムリユーズابلハンドル 6mm ¥58,000